

Endogene  
Bioresonanz-korrektur-  
vorrichtung

DeVita  
BRT

Methodische empfehlungen

## Languages

Deutsch.....	3
English.....	13
Ελληνικά.....	23
Русский.....	33

Deta-Elis Europa GmbH

1. Ausgabe

Endogene  
Bioresonanz-korrektur-  
vorrichtung

DeVita  
BRT

Methodische empfehlungen

## 1. Das Ziel des Geräts

Das Gerät «DeVita BRT» zielt mit Hilfe endogener Therapie und Korrektur durch Bioresonanz auf eine schnelle Rehabilitation des Körpers ab.

Die unharmonischen (pathologischen) Vibrationen werden in harmonische (physiologische) umgewandelt. Das aktiviert die Anpassungsreserven, stärkt das Immunsystem und fördert die Belastbarkeit des Organismus gegenüber negativen Umwelteinflüssen, während das physiologische Gleichgewicht des Körpers erhalten bleibt.

Das Gerät kann alleine sowie in Kombination mit weiteren Methoden zur Wiederherstellung der Gesundheit verwendet werden.

## 2. Allgemeine Informationen

Der menschliche Körper, als zusammengesetztes biologisches System, ist eine Quelle schwacher elektromagnetischer Schwingungen (Vibrationen) einer weiten Frequenzbandbreite – von niedrigen bis zu außerordentlich hohen Frequenzen. Es ist bekannt, dass jedes Atom, jedes Molekül konstant besonders schwache elektromagnetische Signale einer bestimmten Modulation zwischen Frequenz und Raum-Zeit entsendet. In der Natur sind die auftretenden elektromagnetischen Schwingungen Informations- und Energieträger. Die elektromagnetischen Signale im menschlichen Körper stellen eine Komponente der Selbstregulation dar und setzen energetische Informationen kommunikativer und regulierender Funktion in allen Stadien ihrer Organisation um. Subzellulärer, zellulärer, auf Gewebs-, Organ- und Systemebene.

Die elektromagnetischen Phänomene spielen für die Organisation, Struktur und die Funktion lebender Systeme, ob in ihrer gesunden Form als auch im Falle einer Krankheit, eine grundlegende Rolle.

Sowohl zwischen als auch innerhalb der Zellen existiert ein vorlaufender, momentaner Informationsaustausch, der durch elektromagnetische Wellen ausgeführt wird. Funktionelle Störungen im Körper tauchen auf, wenn sich die sensiblen Steuerungsprozesse aufgrund des Einflusses von (pathologischen) Schwankungen, schädlichen (toxischen) Stoffen die ungewohnt für den Körper sind, und von infektiösen Erregern, verändern. Kann das regulierende System des Körpers diese Einflüsse nicht ausreichend ausgleichen, führen diese zu weiteren physischen Krankheitsäußerungen.

Jegliche externe elektromagnetische Strahlung die in der Stadt durch Mobilfunkgeräte, verschiedene Haushalts- und industrielle Geräte ausgestrahlt wird, hat aufgrund resonanter Schwingungsfrequenz, negative Auswirkungen auf



die Dynamik der Vorgänge des Informationsaustausches im menschlichen Körper. Einschließlich der zellulären und molekularen Ebene, was verschiedene physiologische Störungen zur Folge hat. Die Stressentwicklung die sich in Kopfschmerzen, Depressionen und Schlaflosigkeit widerspiegelt und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens verschiedener gesundheitlicher Probleme steigern sich rapide.

In den meisten Fällen liegt die Ursache einer Krankheit in der Veränderung des Energieflusses, wodurch pathologische Wellen auftreten, die das physiologische Gleichgewicht im Körper stören.

Ausgehend davon, dass die im menschlichen Körper auftretenden Vibrationen elektromagnetischen Ursprungs sind, kann die Anwendung von Resonanz zur Besserung des menschlichen Gesundheitszustandes zur Stärkung der harmonischen (physiologischen) Vibrationen und zur Schwächung der unharmonischen (pathologischen) elektromagnetischen Vibrationen führen.

Die Methode der endogenen Bioresonanz-Therapie verwendet keine externen elektromagnetischen Signale und arbeitet mit den elektromagnetischen Vibrationen des menschlichen Körpers, d.h. alle Vibrationen sind physiologisch und es wird keine externe Energie verwendet.

Die Methode ist unabhängig von der Erwärmung des Gewebes, eine Tatsache die den Erwerb von Informationen leicht macht.

### 3. Die Funktionsweise

Das Prinzip der Wirkungsweise der endogenen Bioresonanz-Therapie beruht auf der reflektierenden Wirkung von elektromagnetischen Impulsen bestimmter Frequenzen an biologisch aktiven Zonen, die sich auf der Hautoberfläche der Hände und Füße befinden und in direkter Verbindung zu den inneren Organen des Menschen stehen.

Das Gerät «DeVita BRT» zur endogenen Therapie und Bioresonanz-Korrektur arbeitet mit körpereigenen elektromagnetischen Vibrationen des Menschen, wodurch die Auslöschung pathologischer elektromagnetischer Schwingungen und die Aktivierung der Abwehr des Körpers ermöglicht wird.

Angesichts der Tatsache, dass die im menschlichen Körper auftretenden Vibrationen elektromagnetischen Ursprungs sind, ist deren Entfernung mithilfe von Elektroden möglich. Des Weiteren werden sie zum Eingang des Geräts «DeVita BRT» geleitet, wo sie einer speziellen Behandlung (Umkehrung) unterzogen werden und durch dieselben Elektroden in den Menschen zurückgeführt werden. Das elektromagnetische Feld des Menschen reagiert direkt auf diese Sig-

nale und die korrigierten Vibrationen kehren zurück ins Gerät usw.

Während dieses Aufpralls bildet das Gerät einen Kreislauf adaptiver Regulierung, in dem die menschlichen Vibrationen nach der Korrektur durch das Gerät wieder in den Menschen gelangen. Gleichzeitig kommt es aufgrund der Senkung oder Auslöschung der Menge an pathologischen Informationen und der Unterstützung der physiologischen und stadialen Wiederherstellung des dynamischen Gleichgewichtes des Körpers (Homöostase) zur Schwächung oder vollständigen Unterdrückung pathologischer Wellen.

Als Resultat des Austausches elektromagnetischer Vibrationen, kommt es zum Austausch von Informationsflüssen, was zu einem erhöhten Synchronisations-Grad aller Körpersysteme während ihrer Funktionsabläufe führt, wie auch zur Beseitigung der physiologischen und psychologischen Störungen. Die Parameter der elektromagnetischen Auswirkungen hängen von dem Befinden eines jeden Menschen ab und sind soweit wie möglich auf den Einzelnen angepasst, was dies zur besten Genesungs-Methode des Menschen macht.

#### 4. Nutzungseinschränkungen

Bislang ist keine Widerlegung der endogenen Bioresonanz-Therapie zustande gekommen. Gewisse Kontraindikationen und Einschränkungen geben die Umstände der unter welchen die Anwendung der Bioresonanz-Therapie unmöglich und ineffizient ist. Das sind folgende:

- **Das Vorhandensein transplantiert Organe**
- **Das erste Trimester einer Schwangerschaft**
- **Anatomische Ursachen** (angeboren, nach einem operativen Eingriff oder Verletzung), zum Beispiel: Knochen, die nach einem Bruch nicht richtig zusammenwachsen.

Dabei kann im Phasenverlauf des Zusammenwachsens des Knochenbruchs die Methode der endogenen Bioresonanz-Therapie eine große Hilfe sein um den gesamten Heilungsprozess zu beschleunigen, den Schmerz zu mindern und die Wiedererlangung der Gesundheit schneller herbeizuführen.

- **Eine vom Menschen unzureichende Bewertung bezüglich seiner körperlichen Situation.**

#### 5. Das Arbeiten mit dem Gerät und die Korrekturmethode

Das primäre Ziel einer Korrektur-Durchführung unter Verwendung der endogenen Bioresonanz-Therapie ist das Entdecken und Auslöschen aller Quellen

unharmonischer und pathologischer Vibrationen, die sich im Körper aufhalten, und die Harmonischen zu stärken.

Das Gerät ist, sowohl in Kombination mit weiteren Wiederherstellungsmethoden eines guten Gesundheitszustandes, als auch als hauptsächliche Therapieform (falls vorhanden) zur Beschleunigung des Rehabilitationsprozesses wirksam.

Aufgrund der geringen Größe und der leichten Nutzung kann das Gerät sowohl in geschlossenen Räumen (im Büro, zu Hause) als auch außerhalb verwendet werden.

Am effektivsten ist eine allumfassende Nutzung endogener und exogener Korrektur-Methoden, da sie sich ergänzen und sich gegenseitig verstärken.

Die endogene Therapie wird nach folgendem Schema durchgeführt:

#### 1. Nichtvorhandensein von Geräten exogener Therapie — DeVita Energy, Ritm.

- Die Sitzungen BRT der DeVita werden jeden zweiten Tag durchgeführt.
- Im Falle einer entzündlichen Reaktion, Verletzung, Erkältung, Allergie, körperlich anstrengender oder geistiger Arbeit – für 3-5 Tagen, tägliche Anwendung, einmal am Tag.

#### 2. Vorhandensein von Geräten exogener Therapie — DeVita Energy, Ritm.

- Im Falle einer entzündlichen Reaktion, Verletzung - für 3 Tage, einmal am Tag.
- Zur Erhaltung von Energieressourcen und Anpassungsreserven – 1-2 Mal die Woche.

Die Geräte exogener Therapie werden laut methodischer Empfehlungen und der SET Programme angewandt. Zu Hause ist DeVita BRT vorzugsweise Nachts zu verwenden.

Damit die Wirksamkeit der Therapie unter Verwendung der DeVita verstärkt wird, werden parallel durchzuführende Sitzungen empfohlen:

- **DeVita BRT + DeVita Energy** (mit geopathologischen oder biopathogenen Schäden, intensiver emotionaler Stress),
- **DeVita BRT + DeVita Ritm** (mit Herabsetzen des Abwehrsystems des Körpers und der Energie, Probleme der Verdauungssystems, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, Stress, Vergiftung), unter Verwendung geeigneter Programme: **Aktiver Schutz, Besserung des Herz-Kreislauf-Systems, Gegen Stress – Anti-Stress, Entgiftung und Entsäuerung (Detox), Normalisierung des Verdauungssystems, Aktivierung und Gleichgewichtsherstellung der 7 Chakren.**

**WICHTIG!** Im Falle eines niedrigen, funktionalen Energiezustandes des Körpers, kann das Gerät DeVita BRT die Sitzung beenden. In diesem Fall handelt man folgendermaßen:

1. DeVita Energy – 1 Mal anwenden und 1 Glas Wasser trinken.
2. Kombination: DeVita BRT+DeVita Energy.
3. DeVita Ritm: Das Programm Aktivschutz (Aktiver Schutz) und/oder Aktivierung und Gleichgewichtsherstellung der 7 Chakren (7 Chakras).

**VORSICHT: Kombination: DeVita BRT + DeVita AP werden NICHT VERWENDET!**

### Voraussetzungen für die Durchführung der endogenen Therapie und der Bioresonanz-Korrektur:

– Es sind keine elektrischen Heizkörper, Stromkabel, Haushalts-und Elektrogeräte des Büros, Geräte zur Röntgenuntersuchung oder Physiotherapie, in Betrieb.

– Der Durchführungsort der Therapie darf nicht geopathologisch, elektromagnetisch oder anderweitig vorbelastet sein.

– Falls Sie zur Beleuchtung Leuchtstoffröhren benutzen, sollte der Abstand dieser mindestens 1,5 m zum Gerät sein und im Fall von Glühlampen mindestens 0,5 m.

– Der Computer oder der Bildschirm sich in unmittelbarer Nähe befindet, sollte der Abstand nicht kleiner als 0,5 m sein.

Während der Sitzung müssen die Hände entspannt bleiben.

– Der Tisch, der Stuhl und die Fußstütze (falls vorhanden) dürfen nicht aus Metall bestehen.

– Im Raum der Sitzung sollte es keine metallischen Rahmen, Stative, Schränke oder sonstige Gegenstände geben, die als Antenne fungieren oder eine Abschirmung der elektromagnetischen Wirkung hervorrufen könnten.

– Die Kleidung muss aus natürlichen Materialien bestehen, sodass es nicht zur statischen Aufladung kommt.

– Die Oberfläche des Körpers, die in Kontakt zum Gerät steht, darf nicht durch Kleidung bedeckt sein.

– Ein Tag vor der Sitzung ist auf alkoholische Getränke, Kaffee und Rauchen ausnahmslos zu verzichten.

– Vor jeder Sitzung ist es notwendig jeglichen Schmuck, Armbanduhren und einzelne Geräte, die elektromagnetische Felder erzeugen können (PDA, Mobilfunkgeräte, mobile Medienabspielgerät usw.), zu entfernen.

– Für einen besseren Kontakt zwischen den Händen, Füßen und Elektroden des Geräts, ist eine Befeuchtung der Elektrodenoberflächen notwendig, indem diese mit einem feuchten Tuch gewischt werden, welches frei von Alkohol und Düften ist.

– Bevor die Sitzung mit dem BRT anfängt, ist es wünschenswert, dass Sie sowohl die Situation ihres gesamten Körpers als auch die der einzelnen Organe und Systeme unter Nutzung des Geräts DePuls+ einschätzen.

## Das Arbeiten mit dem Gerät

Das Gerät kann mit Batterien (vorhanden) und unter Stromversorgung betrieben werden.

1. Kontrollieren Sie das Vorhandensein von Batterien in dem dafür vorgesehenen Platz, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite.
- Drücken Sie mit dem Finger die Kante der Abdeckung des Batteriefachs und schieben Sie es auf.
- Stellen Sie sicher, dass Batterien vorhanden sind.

2. Schließen Sie das Batteriefach.

Falls keine Batterien vorliegen oder sie nicht geladen sind, verbinden Sie das Gerät über ein Kabel mit dem Stromnetz, das Ihnen mit dem Gerät zugestellt wurde.

3. Das Gerät wird stets mit der Taste «ON» auf dem Bildschirm eingeschaltet. Die grüne Kontrollleuchte «PROCESS» blinkt.

4. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie auf die Taste «ON» drücken. Im selben Moment sollte die Kontrollleuchte «PROCESS» ausgehen.

5. Falls notwendig, überprüfen Sie das Gerät auf potenzielle Funktionsprobleme, für die Sie:

– die Taste «Test» drücken. Es sollten die Kontrollleuchte «Test» oder die Leuchten «LH-RH» zu sehen sein. Verbinden Sie die Elektrode «LH» mit «RH». Es sollte ein unangenehmer Ton erklingen.

– erneut die Taste «Test» drücken, folgende LED-Leuchten – «LH-LF» erscheinen sollten und Sie das jeweilige Kabel und die Platte verbinden, worauf ein unangenehmer Ton erklingt.

– erneut die Taste «ON» drücken und die Elektroden «LF-RF» miteinander verbinden, wobei dies nach jedem Anschluss des Kabels «RF-RH» durch das Erklingen eines unangenehmen Tons bestätigt wird.

- falls an einer der Elektroden kein Ton zu hören ist, die Verbindung zwischen dem Kabel und der Elektrode zu überprüfen.
- Sie können eine Elektrode überprüfen indem Sie die Taste «Test» solange gedrückt halten, bis die LEDs des erwünschten Kabels leuchten. Lassen Sie anschließend los.
- nachdem auch das letzte Kabel überprüft wurde, die Kabelschalter öffnen (die Elektroden und Platten sollten sich dabei nicht berühren) und auf die Taste «Test» drücken. Es sollte ein andauernder Ton entstehen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann das Gerät nicht verwendet werden.
- falls immer noch kein Ton erklingt, funktioniert das Kabel nicht. Das Gerät kann nicht benutzt werden.

**Vorsicht!** Dieser Vorgang muss nach jeder zehnten Sitzung durchgeführt werden, um sicherzugehen, dass das Gerät funktionsfähig ist.

6. Wenn die LED-Leuchte «LOW BATT» blinkt und ein Ton während der Nutzung des Geräts aufgrund niedrigen Batteriestandes erklingt, so muss das Gerät mithilfe der Taste «ON» ausgeschaltet werden, um die Batterien anschließend aufzuladen (Ladegerät ist enthalten).

7. Das Entfernen der Batterien umfasst folgende Schritte:

- Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite.
- Drücken Sie die Kante der Abdeckung des Batteriefachs und schieben Sie es auf.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach.
- Schließen Sie die Abdeckung.

In diesem Fall ist es notwendig, dass Sie das Gerät mithilfe des Kabels ans Stromnetz schließen.

## Regeln für die Durchführung der Sitzung

Die Elektroden der Hände werden hauptsächlich zur Korrektur der Organe verwendet, die sich über dem Zwerchfell befinden. Die Elektroden der Füße – für die Organe, die sich unter dem Zwerchfell befinden.

Angesichts dessen, kann unter Berücksichtigung des Meridiansystems, welches den gesamten Körper umfasst, die gleichzeitige Nutzung der Elektroden der Hände und Füße zur generellen Besserung und Harmonisierung des Körpers führen.

«DeVita BRT» kann unter zwei mögliche Betriebsarten verwendet werden: «FM»

(Fast Mode = schnelle Funktion) und «BM» (Basic Mode = Grundfunktion).

### 1. Funktion FM.

Eine Sitzung wird nur mit «LH-RH» durchgeführt (linke Hand - rechte Hand).

1.1. Um eine Funktion auszuwählen, schließen Sie das Überbrückungskabel an das Kabel «RF-LF» an.

1.2. Verbinden Sie die rechte und linke zylindrische Elektrode der Hände mit den jeweiligen «LH»- und «RH»-Anschlüssen.

1.3. Drücken Sie die Taste «ON» während die Kontrollleuchte «PROCESS» blinken sollte.

1.4. Drücken Sie die Taste «RUN» und es ertönt ein akustisches Signal. Die LED-Leuchte «PROCESS» muss an sein. Für die nächsten 10 Sekunden nehmen Sie die Elektroden in Ihre Hände und warten Sie auf das akustische Signal sowie auf die LED-Leuchten «LH-RH» (die Sitzung beginnt). Die Dauer der Sitzung beträgt 5 Minuten. Sobald sie endet, folgt ein weiteres akustisches Signal (die Betriebszeit endet), die LED-Leuchte «PROCESS» wird blinken und nach ein paar Sekunden wird sich das Gerät automatisch abschalten. Falls es 10 Sekunden, nachdem die Taste «RUN» gedrückt wurde zu keinem Kontakt im Kreislauf Hand-Elektrode-Kabel kommt (zum Beispiel aufgrund von schlechtem Kontakt zwischen der Elektrode und der Hand), werden die LED-Leuchten «LH» und «RH» blinken, die Kontrollleuchte «PROCESS» wird aus sein und es wird ein Ton erklingen. Wenn die Ursache des offenen Kreislaufs in weniger als 10 Sekunden behoben wird, so wird die Sitzung automatisch fortgeführt. Wenn die Ursache bestehen bleibt – kehrt das Gerät nach 10 Sekunden automatisch in seinen Ausgangszustand zurück.

### 2. Funktion BM

Die Sitzung wird normal durchgeführt.

2.1. Diese Funktion wurde, soweit sich kein Überbrückungskabel im Anschluss «RF-LF» befindet, als Standard-Modus festgelegt.

2.2. Verbinden Sie die rechte und linke zylindrische Elektrode der Hände mit den jeweiligen Anschlüssen «LH» und «RH». Verbinden Sie die rechte und linke Elektroden-Platte der Füße mit den jeweiligen Anschlüssen «LF» und «RF» und legen Sie Ihre nackten Füße darauf.

2.3. Drücken Sie die Taste «ON» während die Kontrollleuchte «PROCESS» blinken sollte.

2.4. Drücken Sie die Taste «RUN» und es wird ein akustisches Signal ertönen. Die LED-Leuchte «PROCESS» muss an sein. Nehmen Sie die Elektroden in den



nächsten 10 Sekunden in die Hände und warten Sie das akustische Signal sowie die LED-Leuchten «LH-RH» (Anfang der Sitzung) ab.

Die Kabel «LH-RH», «LF-LH», «RF-LF» und «RH-RF» müssen für jede Elektrode in einer bestimmten Reihenfolge in einem zeitlichen Abstand von 5 Minuten gewechselt werden. Die Dauer einer Sitzung umfasst 20 Minuten. Wenn sie endet, ertönt ein anderes akustisches Signal (Ende der Sitzung), die LED-Leuchte «PROCESS» blinkt und nach einigen Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Falls es 10 Sekunden, nachdem die Taste «RUN» gedrückt wurde zu keinem Kontakt im Kreislauf Hand-Elektrode-Kabel kommt (zum Beispiel aufgrund von schlechtem Kontakt zwischen der Elektrode und der Hand), so bleibt die Kontrollleuchte «PROCESS» aus und es wird ein Ton erklingen. Wenn die Ursache des offenen Kreislaufs in weniger als 10 Sekunden behoben wird, so wird die Sitzung automatisch fortgeführt. Wenn die Ursache bestehen bleibt – kehrt das Gerät nach 10 Sekunden automatisch in seinen Ausgangszustand zurück.

3. Am Ende der Sitzung schalten Sie das Gerät ab, indem Sie die Taste «ON» für zwei Sekunden gedrückt halten. Es ertönt ein akustisches Signal, alle LED-Leuchten gehen aus und das Gerät schaltet sich ab.

Das Gerät ist kein medizinisches Produkt.

Endogenic  
bio-resonance  
correction device

DeVita  
BRT

Guidelines

## 1. Device assignment

Endogenic bio-resonance correction device «DeVita BRT» is designed to quickly restore the body by eliminating disharmonious (pathological) vibrations and enhancing harmonious (physiological) vibrations; activating adaptative reserves, strengthening of body defenses and resistance to negative environmental impact, physiological body balance control.

The device is intended for individual use both independently, and in combination with other recreational methods.

## 2. Overview

A human body being a complex biological system is the source of weak electromagnetic waves of a wide range of frequencies, from low to super high. It is common knowledge, that each atom and each molecule constantly radiates extremely low electromagnetic signals of certain frequency and time-space configuration. Naturally, any electromagnetic oscillations are the source of information- and energy carrying medium. The electromagnetic signals in the human body are one of the components of its homeostatic mechanism and by transporting energy information, communication information and regulatory information perform various functions at all levels of the body, subcellular, cellular, tissue, organ, and system level.

Electromagnetic phenomena are of fundamental importance in organization, structure and functioning of living systems, both in a healthy state and in case of illness.

In and between the cells, constant instantaneous exchange of information takes place by means of electromagnetic waves. Functional disturbances in a human body occur when subtle management processes change due to the intervention of extra-human (pathological) oscillations of harmful (toxic) substances and infectious agents. Later these disturbances result in illness physical development in case a body regulatory system was not able to adequately compensate for them.

Any external electromagnetic radiations emitted in a city by movable communication units, various household appliances and industrial equipment negatively influence the dynamics of information-exchange processes in a human body via frequency-ripple effect including cellular and molecular levels, thus causing different physiological disorders that contribute to the development of stress, headaches, depression, insomnia, and drastically scaling up the probability of various health problems' occurrence.

In most cases, shift of energy pathways is the cause of an illness. Such shift originates abnormal oscillations that violate the physiological balance in a human body.

Since the oscillations that occur in a human body are of electromagnetic nature, the use of resonance to adjust human medical condition can enhance harmonic (physiological) and weaken disharmonic (pathological) electromagnetic oscillations.

Endogenic bio-resonance correction method does not use any external electromagnetic signals, it operates with electromagnetic oscillations of a human body, which means that all oscillations are physiological and no external energy is used.

The method has nothing in common with tissues heating which makes it possible to attribute the method to the informational impact.

### 3. Operation

The principle of endogenic bio-resonance correction is based on the reflex action of electromagnetic impulses of a certain frequency on biologically active zones that are located on the skin surface of palms and feet that directly represent internals.

Endogenic bio-resonance correction device «DeVita BRT» uses own electromagnetic oscillations of a human body which enables to neutralize pathologic electromagnetic oscillations and activate a human body's defenses.

Since the vibrations that occur in a human body are of electromagnetic nature, it is possible to remove them with the help of electrodes. Later, they are transferred to the input of «DeVita BRT» device in which they undergo a special treatment (they get inverted), and are returned to a human body via the same electrodes. Electromagnetic field of a human body immediately reacts to the signals and adjusted oscillations again get back to the device, etc.

In course of the impact, the device forms an adaptive adjustment closed loop. As a result a human body's oscillations, after adjustment by the device, get back to a person. Herewith, pathological oscillations get weakened or completely suppressed due to deleting or decreasing of pathological information and enhancement of physiological properties, and gradual recovery of dynamic equilibrium in a human body (homeostasis).

Therefore, as a result of electromagnetic oscillations exchange there is an exchange of information flows which leads to the increase in the degree of syn-

chronization of a body's systems during their functioning, elimination of physiological and psychological disorders. Parameters of electromagnetic influence are determined by the state of a person him/herself, and are as individualized as possible which makes this method optimum for a human body recovery.

#### 4. Use restrictions

Currently there are no absolute contradictions for endogenic bio- resonance correction. Conditions that make it impossible to apply bio- resonance impact and its inefficiency can be considered relative contradictions and limitations. These are:

- **Presence of transplanted organs.**
- **Pregnancy, 1<sup>st</sup> trimester.**
- **Anatomic grounds** (geneogenous, after surgery or injury), e.g.: bones adhere poorly after fracture.

However, during bones' union phase endogenic bio-resonance correction can be of great help which will speed up bones union process, reduce pain and hasten recovery.

- **Inadequate assessment of his/her state by a patient.**

#### 5. Work with the device and methods of correction

The main purpose of endogenic bio-resonance correction is identification and elimination of all disharmonic pathologic oscillations sources that have appeared in a human body and strengthening of harmonic oscillations.

The device can be applied along with other health improvement procedures, and background therapy, if available, to speed up recovery process.

As the device is portable and easy to use, it can be used both inside (in office, at home) and outside.

Combined use of endogenic and exogenetic methods is the most effective correction method as they complement and reinforce each other.

Exogenetic correction is executed chart-wise:

1. **In case if no exogenetic correction devices are available** — DeVita Energy, Ritm:

- sessions on DeVita BRT are carried out every second day;
- in case of inflammation, trauma, cold, allergy, intensive physical or intellectual work – for 3-5 days, every day, 1 time per day.

2. In case if exogenetic correction devices are available — DeVita Energy, Ritm:

- in case of inflammations, trauma — for 3 days, 1 time a day;
- to maintain energy resources and adaptation reserves — 1-2 times a week.

Exogenetic correction devices are used in accordance with the guidelines and chart-wise. If used domiciliary, DeVita BRT shall be used preferably in the evening.

To enhance the strength of DeVita mixed revitalizing effect, simultaneous sessions are recommended:

- **DeVita BRT + DeVita Energy** (in case of geopathic or biopathic affect, strong psychic tension),
- **DeVita BRT + DeVita Ritm** (in case of decrease in immunity, energy, digestive system problems, disturbed circulation, stress, intoxication), along with the corresponding programs: **Active protection, Blood circulation control, Antistress, Detoxification, Digestion, 7 chakras.**

**IMPORTANT!** In case of low indexes of functional energy state, DeVita BRT can self-terminate the session. In this case, the work shall be executed as per the following chart:

1. DeVita Energy – 1 time. Give a glass of water to drink.
2. Complex: DeVita BRT+DeVita Energy.
3. DeVita Ritm with program «Active protection» and/or «7 chakras».

**ATTENTION: combination of DeVita BRT + DeVita AP SHALL NOT BE USED!**

### Requirements for endogenic bio-resonance correction:

- Microwave devices, uncovered electrical cables, electrical household appliances and office machines, radioscopy or physiotherapy devices, etc. should not be operated in the treatment area.
- Procedure location shouldn't have any geopathogenic, electromagnetic or other types of burdening.
- In case of fluorescent lamps' use, the distance to them should be not less than 1,5m. And in case of incandescence lamps' use, the distance should be not less than 0,5m.
- If nearby there is a computer or monitor, the distance should be not less than 0,5m.
- During the procedure, hands should be without any strain.

- A table, a chair and leg support, if any, should not be metal.
- Procedure location should be free from any bulky metal frames, stands, cabinets that render antenna or electromagnetic shielding effect.
- Clothing shall be made of natural fabrics to avoid static electricity build-up.
- Body surfaces that contact the device shall be free from clothing.
- 1 day prior to the procedure, **alcoholic drinks, coffee and cigarettes shall be completely excluded.**
- Prior to the procedure, it is necessary to take off jewelry that contains metal, watches, individual devices that generate electromagnetic fields (PC, mobile phone, music player, etc.)
- For better contact of palms and feet with electrodes, **it is necessary to moisten the surface of the electrodes by wiping them with wet wipe without alcohol and flavorings.**
- Prior to BRR procedure it is desirable to assess entire body state and separate organs and systems using PAC «DePuls+».

## Device handling

The device can be battery (included) or electric mains operated.

1. **Make sure the batteries are installed into the battery compartment, for this:**

- turn the device bottom towards you;
- press the edge of the battery compartment cover and slide it;
- make sure the batteries are installed.

2. **Close battery compartment.**

In case batteries are not installed or insufficiently charged, connect the device to the mains using the cable from the set.

3. **The device can be switched on** by pressing button «ON» on the device panel. Green LED «PROCESS» will be flashing.

4. **Switch off the device** by pressing the “ON” button or the device turns off automatically after 20 seconds when the device is idle. At the same time, the «PROCESS» indicator goes off.

5. **If necessary, check the device for potential operating problems as follows:**

- Connect all the electrodes (foot plates and hand electrodes) with their cables to the corresponding sockets of the device (LH-RH, RF-LF) by ensuring they do not touch each other.
- Press the «ON» button. The device is turned on and the green «PROCESS» indicator flashes.



- Press the «TEST» key. The «PROCESS» LED goes off, the yellow «TEST» indicator light (which will remain on in all the steps in the test below) lights up and the two green «LH-RH» lights are on.
- Touch the «LH» electrode with «RH» electrode (hand cylinders). You should hear a continuous sound.
- Press the «TEST» button again, the previous two lights will go off and the «LH-LF» two green lights, light up.
- Touch the corresponding «LH» electrode with «LF» electrode (hand roller and foot plate) and you should hear a continuous sound.
- Press the «TEST» button again, the previous two lights will go off and the «LF-RF» two green lights, light up.
- Touch the «LF» electrode with «RF» electrode (foot plates). You should hear a continuous sound.
- Press the «TEST» button again, the previous two lights will go off and the «RH-RF» two green lights, light up.
- Touch the corresponding «RH» electrode with the «RF» electrode (hand electrode and foot plate). You should hear a continuous sound.
- If there is no sound on an electrode, check the lead-electrode connection.
- If there is no sound after this control, this means that a cable does not work. Therefore, the device can not be used.
- If it is necessary to check a particular lead or cable without having to go through the previous steps, press the «TEST» button and keep it pressed until the indicator lights of the desired cable light up, and then release the button.
- After checking the last cable («RH-RF»), remove all electrodes (the cylinders and plates must not touch each other) and press the «TEST» button again. Only the yellow «TEST» indicator light remains lit and there must be a continuous sound. If the sound is not heard, the device can not be used.

**Attention!** The procedure shall be executed after every 10 processes to check device functions.

6. If the red «LOW BATT» indicator flashes and a sound is heard, while using the battery-powered device, it is necessary to switch off the device by pressing the «ON» button to replace the batteries that you will have to recharge (Charger included).

7. Batteries can be removed as follows:

- turn the device bottom towards you;
- press the edge of the battery compartment cover and slide it;
- remove batteries from the jacks;
- close battery compartment cover.

In this case, it is necessary to connect the device to a power supplier, using the power adapter.

## Correction procedure rules

First of all, hand electrodes are used for correcting the organs located above the diaphragm. Foot electrodes are used to correct organs below the diaphragm.

But in case we consider meridian system which covers the entire body, simultaneous use of hand and foot electrodes will result in general correction of the body functioning and its harmonization.

«DeVita BRT» has two modes of operation: «FM (fast mode)» and «BM (base mode)».

### 1. FM Mode.

The procedure shall only be executed as per leads «LH-RH» (left hand – right hand).

- 1.1. To select mode set intersection cable (short cable) to leads «RF-LF».
- 1.2. Connect left and right cylindrical hand electrodes to the corresponding «LH» and «RH» sockets.
- 1.3. Press «ON» button. LED «PROCESS» shall flash.
- 1.4. Press «RUN» button. A beep will sound. LED «PROCESS» shall go on permanently. Within the next 10 seconds take the electrodes in your hands and wait for a beep «rolling up» sound and leads «LH-RH» turn on (the procedure has started). Procedure time duration is 5 minutes. When procedure is over, a beep sound “rolling down” will sound (the procedure is over). LED “PROCESS” will blink and in few seconds the device will switch off automatically. In case there is no contact in the circuit hand-electrode-cable-device in 10 seconds after pressing button «RUN» (e.g. poor contact of electrode with hand), LEDs «LH» and «RH» blink, LED «PROCESS» is not on and a beep will sound. In case the cause of circuit breaking is eliminated within 10 seconds, the procedure will continue automatically. In case the cause is not eliminated, the device will automatically switch back to the initial state.

### 2. BM Mode

The procedure is carried out as per all leads.

2.1. This is a default mode in case leads «RF-LF» don't have intersection cable (short cable).

2.2. Connect right and left cylindrical hand electrodes to the corresponding «LH» and «RH» sockets. Connect right and left plate foot electrodes to the corresponding «LF» and «RF» sockets, and place bare feet on them.

2.3. Press «ON» button. LED «PROCESS» starts flashing.

2.4. Press «RUN» button. A beep will sound. LED «PROCESS» shall go on permanently. Within the next 10 seconds take the electrodes in your hands and wait for a beep «rolling up» sound and leads «LH-RH» turn on (the procedure has started). Procedure time duration is 5 minutes. Leads «LH-RH», «LF-LH», «RF-LF», «RH-RF» shall switch over in the designated sequence with 5 minute interval for each lead. Total procedure duration is 20 minutes. When procedure is over, a beep "rolling down" sound will be on (the procedure is over). LED "PROCESS" will blink and in few seconds the device will switch off automatically. In case there is no contact in the circuit hand-electrode-cable-device in 10 seconds after pressing button «RUN» (e.g. poor contact of electrode with hand), LEDs of the corresponding lead blink, and there is no switch over to the next lead, LED «PROCESS» is not on and a beep will sound. In case the cause of circuit breaking is eliminated within 10 seconds, the procedure will continue automatically. In case the cause is not eliminated, the device will automatically switch back to the initial state.

3. When procedure is over, turn the device off by pressing «ON» button and holding it for 2 seconds. A beep will sound. All LEDs will go out, and the device will turn off.

The device **IS NOT** a medical device.



Συσκευή  
ενδογενούς θεραπείας  
βιοσυντονισμού

DeVita  
BRT

Οδηγίες χρήσης

## 1. Ο σκοπός της συσκευής

Η συσκευή ενδογενούς θεραπείας και διόρθωσης μέσω βιοσυντονισμού (Bio Resonance Therapy) «DeVita BRT» προορίζεται για την γρήγορη αποκατάσταση του σώματος, εξαλείφοντας τις δυσαρμονικές (παθολογικές) ταλαντώσεις και ενισχύοντας την αρμονική (φυσιολογική) ενεργοποίηση των αποθεμάτων προσαρμολογής, αυξάνοντας την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος και την αντοχή του οργανισμού στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις διατηρώντας τη φυσιολογική του ομοιόσταση.

Η συσκευή προορίζεται για ατομική χρήση τόσο αυτόνομη όσο και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αποκατάστασης της υγείας.

## 2. Γενικές πληροφορίες

Το ανθρώπινο σώμα ως σύνθετο βιολογικό σύστημα αποτελεί πηγή χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων (δονήσεων) ενός ευρέος φάσματος συχνοτήτων - από χαμηλό έως υπερβολικά υψηλό. Είναι γνωστό ότι κάθε άτομο, κάθε μόριο, εκπέμπει συνεχώς εξαιρετικά αδύναμα ηλεκτρομαγνητικά σήματα μιας ορισμένης διαμόρφωσης μεταξύ της συχνότητας και του χώρου-χρόνου. Στη φύση, οι τυχόν ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις είναι φορείς πληροφοριών και ενέργειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα στο ανθρώπινο σώμα αποτελούν ένα από τα συστατικά του ομοιοστατικού μηχανισμού του και μεταφέροντας ενεργειακές πληροφορίες, επικοινωνιακές και ρυθμιστικές εκτελούν λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού υποκυτταρικό, κυτταρικό, επίπεδο ιστού, οργάνου και συστήματος.

Τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα έχουν θεμελιώδη σημασία για την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία των ζωντανών συστημάτων, τόσο στην υγιή τους κατάσταση όσο και στην περίπτωση της ασθένειας.

Στα κύτταρα και μεταξύ των κυττάρων υπάρχει μια συνεχής στιγμιαία ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία διεξάγεται και μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Οι λειτουργικές διαταραχές στο σώμα εμφανίζονται όταν μεταβάλλονται οι λεπτές διαδικασίες ελέγχου λόγω της παρέμβασης των ταλαντώσεων (παθολογικών), των επιβλαβών (τοξικών) ουσιών και των μολυσματικών παραγόντων, που είναι ασυνήθιστες για το σώμα. Αυτές οι παραβιάσεις οδηγούν σε περαιτέρω φυσικές εκδηλώσεις της νόσου, εφόσον το ρυθμιστικό σύστημα του οργανισμού δεν μπόρεσε να τις αντισταθμίσει επαρκώς.

Οποιοσδήποτε εξωτερικές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως είναι οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, διάφορες οικιακές συσκευές και ο βιομηχανικός εξοπλισμός, μέσω του συντονισμού συχνότητας κυμάτων, έχουν αρνητικό αντί-

κτυπο στη δυναμική των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών 4 στο ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταρικών και μοριακών επιπέδων, προκαλώντας έτσι, διάφορες φυσιολογικές διαταραχές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του στρες, σε πονοκεφάλους, κατάθλιψη, αϋπνία και αυξάνουν απότομα την πιθανότητα εμφάνισης διάφορων προβλημάτων υγείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία της νόσου είναι μια αλλαγή στη ροή ενέργειας, που οδηγεί στην εμφάνιση παθολογικών κυμάτων που παραβιάζουν τη φυσιολογική ισορροπία του οργανισμού.

Δεδομένου ότι οι ταλαντώσεις που εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, η χρήση συντονισμού για την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας μπορεί να ενισχύσει τις αρμονικές (φυσιολογικές) ταλαντώσεις και να αποδυναμώσει τις δυσαρμονικές (παθολογικές) ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις.

Η μέθοδος της ενδογενούς θεραπείας βιοσυντονισμού δεν χρησιμοποιεί εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα, αντιθέτως λειτουργεί με τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του ανθρώπινου σώματος, δηλ. όλες οι δονήσεις είναι φυσιολογικές και δεν χρησιμοποιείται εξωτερική ενέργεια.

Η μέθοδος δεν συσχετίζεται με τη θέρμανση των ιστών, γεγονός που καθιστά δυνατή την εύκολη αφομοίωση της πληροφορίας.

### 3. Αρχή της λειτουργίας

Η αρχή της δράσης της ενδογενούς θεραπείας βιοσυντονισμού βασίζεται στην αντανakλαστική επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών παλμών συγκεκριμένης συχνότητας σε βιολογικά ενεργές ζώνες που βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος των χεριών και των ποδιών, οι οποίες είναι άμεσες προεξοχές των ανθρώπινων εσωτερικών οργάνων (απολήξεις των μεσημβρινών) .

Η συσκευή της ενδογενούς θεραπείας και διόρθωσης βιοσυντονισμού «DeVita BRT» λειτουργεί με τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις του ίδιου του ανθρώπινου σώματος, γεγονός που επιτρέπει την εξουδετέρωση των παθολογικών ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων και την ενεργοποίηση της άμυνας του οργανισμού.

Δεδομένου ότι οι δονήσεις που εμφανίζονται στο ανθρώπινο σώμα είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως, είναι δυνατή η απόσβεση τους με τη βοήθεια των ηλεκτροδίων. Αυτές μεταφέρονται στην είσοδο της συσκευής «DeVita BRT», όπου υφίστανται ειδική επεξεργασία (ενίσχυση & αναστροφή) και επιστρέφονται στο άτομο μέσω των ίδιων ηλεκτροδίων. Το ανθρώπινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αντιδρά αμέσως σε αυτά τα σήματα και οι διορθωμένες δονήσεις επιστρέφουν ξανά στη συσκευή κ.λπ.



Κατά τη διάρκεια αυτής της επεξεργασίας η συσκευή σχηματίζει έναν κλειστό βρόχο προσαρμοστικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα οι ανθρώπινες δονήσεις, μετά την διόρθωση από τη συσκευή, να επιστρέφουν στον άνθρωπο (ανατροφοδότηση). Ταυτόχρονα, υπάρχει μια αποδυνάμωση ή πλήρης καταστολή των παθολογικών ταλαντώσεων, λόγω της εξουδετέρωσης ή της μείωσης της ποσότητας των παθολογικών πληροφοριών και της ενίσχυσης της φυσιολογικής και της σταδιακής αποκατάστασης της δυναμικής ισορροπίας στο σώμα (ομοιοστάσης).

Έτσι, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ηλεκτρομαγνητικών δονήσεων, υπάρχει ανταλλαγή στις ροές πληροφοριών, που οδηγεί στην αύξηση του βαθμού συγχρονισμού των συστημάτων του σώματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όπως και στην εξάλειψη των φυσιολογικών και ψυχολογικών διαταραχών. Οι παράμετροι της ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης καθορίζονται από την κατάσταση του ίδιου του ατόμου, καθιστώντας τη μέθοδο αυτή τη βέλτιστη για την ανθρώπινη αποκατάσταση.

#### 4. Περιορισμοί χρήσης

Επί του παρόντος, δεν έχουν προσδιοριστεί αντενδείξεις για την χρήση ενδογενούς θεραπείας βιοσυntonισμού. Σχετικές αντενδείξεις και περιορισμοί είναι οι συνθήκες που καθορίζουν την αδυναμία εφαρμογής των επιδράσεων βιοσυntonισμού και της αναποτελεσματικότητάς τους. Αυτές είναι:

– **Παρουσία μεταμοσχευμένων οργάνων**

– **Το πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης**

– **Ανατομικά αίτια** (εκ γενετής, μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό), για παράδειγμα: οστά που δεν έχουν επουλωθεί επαρκώς μετά από κάταγμα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επούλωσης του κατάγματος, η βοήθεια της μεθόδου ενδογενούς θεραπείας βιοσυntonισμού μπορεί να αποβεί σημαντική, γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία της ολικής επούλωσης, θα μειώσει τον πόνο και θα επιταχύνει την αποκατάσταση της υγείας.

– **Ανεπαρκής αξιολόγηση της κατάστασης, από τον άνθρωπο.**

#### 5. Εργασία με τη συσκευή και τη μέθοδο διόρθωσης

Ο κύριος σκοπός της διεξαγωγής της διαδικασίας διόρθωσης με τη χρήση ενδογενούς θεραπείας βιοσυntonισμού είναι να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν όλες οι πηγές των δυσαρμονικών παθολογικών δονήσεων που έχουν προκύψει στο σώμα και να ενισχυθούν οι αρμονικές.

Η εφαρμογή είναι δυνατή τόσο σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αποκατάστα-

σης για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας, όσο και ως κύρια θεραπεία (εάν υπάρχει) για να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάκαμψης.

Χάρη στο μικρό μέγεθος και την ευκολία χρήσης, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς χώρους (στο γραφείο, στο σπίτι), όσο και εκτός αυτών.

Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή απαιτεί την συνολική χρήση των ενδογενών και εξωγενών μεθόδων διόρθωσης, καθώς αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται.

Η ενδογενής θεραπεία πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

### 1. Απουσία συσκευών εξωγενούς θεραπείας — DeVita Energy, Ritm.

- Οι συνεδρίες BRT της DeVita διεξάγονται κάθε δεύτερη μέρα.
- Σε περιπτώσεις φλεγμονωδών αντιδράσεων, τραυματισμών, κρυολογήματος, αλλεργιών, επίπονης σωματικής ή πνευματικής εργασίας – για 3-5 ημέρες, καθημερινή χρήση, 1 φορά την ημέρα.

### 2. Παρουσία συσκευών εξωγενούς θεραπείας — DeVita Energy, Ritm.

- Σε περίπτωση φλεγμονωδών αντιδράσεων, τραυματισμών - για 3 ημέρες, 1 φορά την ημέρα.
- Για διατήρηση ενεργειακών πόρων και αποθεμάτων προσαρμογής - 1-2 φορές την εβδομάδα.

Οι συσκευές εξωγενούς θεραπείας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις μεθοδολογικές συστάσεις και τα ΣΕΤ προγραμμάτων. Στο σπίτι, το DeVita BRT είναι καλό να χρησιμοποιείται το βράδυ.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με τη χρήση DeVita, συνιστώνται ταυτόχρονα συνεδρίες:

- **DeVita BRT + DeVita Energy** (με γεωπαθογόνες ή βιοπαθογόνες βλάβες, έντονο συναισθηματικό στρες),
- **DeVita BRT + DeVita Ritm** (με μείωση άμυνας οργανισμού, της ενέργειας, προβλήματα πεπτικού συστήματος, διαταραχές λειτουργίας κυκλοφορικού συστήματος, άγχος, δηλητηρίαση), χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προγράμματα: **Ενεργή προστασία, Βελτίωση του κυκλοφορικού, Κατά του άγχους - antistress, Αποτοξίνωση (Detox), Ομαλοποίηση πεπτικού, Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα.**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Σε περίπτωση χαμηλών ενδείξεων της λειτουργικής ενεργειακής κατάστασης, η συσκευή DeVita BRT μπορεί να μην εκκινήσει τη συνεδρία.

Σε αυτή την περίπτωση, ενεργήστε ως εξής:

1. DeVita Energy – 1 φορά, και καταναλώστε ένα ποτήρι νερό.
2. Συνδυασμός: DeVita BRT+DeVita Energy.
3. DeVita Ritm: το πρόγραμμα Ενεργή προστασία (Active Protection) και / ή Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα (7 Chakras).

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ΠΡΕΠΕΙ να συνδυάζονται: DeVita BRT + DeVita AP!**

## **Απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της ενδογενούς θεραπείας και διόρθωσης βιοσυντονισμού:**

- Στον χώρο της θεραπείας δεν πρέπει να λειτουργούν συσκευές μικροκυμάτων, να υπάρχουν ακάλυπτα ηλεκτρικά καλώδια, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και μηχανές γραφείου, συσκευές ακτινοσκόπησης ή φυσικοθεραπείας κ.λπ.
- Η τοποθεσία δεν πρέπει να έχει γεωπαθογόνους, ηλεκτρομαγνητικούς (EMF) και άλλους τύπους επιβάρυνσεων.
- Εάν χρησιμοποιείτε για φωτισμό, λαμπτήρες φθορισμού (και οικονομικούς CFL όχι LED), η απόσταση από αυτούς πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 m και εάν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες πυρακτώσεως (αλογόνου) τουλάχιστον 0,5 m.
- Σε περίπτωση που ο υπολογιστής ή η οθόνη βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, η απόσταση από αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 μ.
- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα χέρια πρέπει να είναι χαλαρά.
- Το γραφείο, η καρέκλα και το υποπόδιο (εάν υπάρχουν) δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο.
- Στο χώρο της συνεδρίας δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά πλαίσια, τρίποδα, ντουλάπια, η οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει μια κεραία ή θωράκιση της ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης.
- Τα ρούχα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φυσικά υφάσματα (όχι συνθετικά), ώστε να αποφεύγεται η στατική συσσώρευση.
- Οι επιφάνειες σώματος που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή πρέπει να είναι απαλλαγμένες από ρούχα (γυμνά χέρια – πόδια).
- Μια μέρα πριν από τη συνεδρία, η λήψη αλκοολούχων ποτών, καφέ και το κάπνισμα πρέπει να αποκλειστούν εντελώς.
- Πριν από τη συνεδρία, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και μεμονωμένες φορητές συσκευές που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία (PDA, κινητό τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής μουσικής MP3 κ.λπ.)
- Για καλύτερη επαφή των χεριών και των ποδιών με τα ηλεκτρόδια της συσκευ-

ής, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τις επιφάνειες των ηλεκτροδίων, σκουπίζοντάς τα με ένα υγρό πανί που δεν περιέχει οινόπνευμα και αρώματα.

– Πριν ξεκινήσετε μια συνεδρία με το BRT, είναι επιθυμητό να αξιολογήσετε την κατάσταση του σώματός σας τόσο στο σύνολό του, όσο και μεμονωμένα τα όργανα και τα συστήματα χρησιμοποιώντας τη συσκευή DePuls +.

## Εργασία με τη συσκευή

Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτείται είτε από μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες που περιλαμβάνονται), είτε μέσω παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

### 1. Ελέγξτε την παρουσία μπαταριών στο χώρο μπαταριών, για τις οποίες:

- γυρίστε τη συσκευή ανάποδα.
- πιέστε το δάχτυλό σας στην πτυχωμένη άκρη του καλύμματος, της θήκης μπαταριών, και σύρετέ το.
- βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν μπαταρίες.

### 2. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Εάν δεν υπάρχουν μπαταρίες ή δεν είναι επαρκώς φορτισμένες (τότε να τις αφαιρέσετε) και συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του τροφοδοτικού (προσαρμογέα) που περιλαμβάνεται στην συσκευή.

3. Η συσκευή ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο «ON» (στο ταμπλό της συσκευής). Η πράσινη ενδεικτική λυχνία «PROCESS» αναβοσβήνει.

4. Η συσκευή απενεργοποιείται πατώντας ξανά το πλήκτρο «ON» ή σβήνει αυτόματα εφόσον περάσουν 20 δευτερόλεπτα που η συσκευή είναι σε αδράνεια. Την ίδια στιγμή, η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» σβήνει.

5. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συσκευή για πιθανά προβλήματα λειτουργίας, ως ακολούθως:

– συνδέστε όλα τα ηλεκτρόδια (πλάκες ποδιών & κυλίνδρους χεριών) με τα καλώδια τους, στις αντίστοιχες υποδοχές της συσκευής (LH-RH, RF-LF) μεριμνώντας να μην ακουμπάνε μεταξύ τους.

– πατήστε το πλήκτρο «ON». Η συσκευή ενεργοποιείται και η πράσινη ενδεικτική λυχνία «PROCESS» αναβοσβήνει

– πατήστε το πλήκτρο «TEST». Η λυχνία «PROCESS» σβήνει, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία «TEST» (η οποία θα παραμείνει αναμμένη σε όλα τα στάδια του παρακάτω ελέγχου) και επίσης ανάβουν οι δύο πράσινες λυχνίες «LH-RH».

– Ακουμπήστε το ηλεκτρόδιο «LH» με το «RH» (κύλινδροι χεριών). Θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.

- πατήστε ξανά το κουμπί «TEST», θα σβήσουν οι προηγούμενες δύο λυχνίες και θα ανάψουν οι οι δύο πράσινες «LH-LF».
- Ακουμπήστε το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο «LH» με το «LF» (κύλινδρο χεριού και πλάκα ποδιού) και θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.
- πατήστε ξανά το πλήκτρο «TEST», θα σβήσουν οι προηγούμενες δύο λυχνίες και θα ανάψουν οι δύο πράσινες «LF-RF»
- Ακουμπήστε το ηλεκτρόδιο «LF» με το «RF» (πλάκες ποδιών). Θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.
- πατήστε ξανά το κουμπί «TEST», θα σβήσουν οι προηγούμενες δύο λυχνίες και θα ανάψουν οι δύο πράσινες «RH-RF».
- Ακουμπήστε το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο «RH» με το «RF» (κύλινδρο χεριού και πλάκα ποδιού) και θα πρέπει να ακουστεί ένας συνεχής ήχος.
- αν δεν υπάρχει ήχος σε κάποιο ηλεκτρόδιο, ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου-ηλεκτροδίου.
- αν δεν υπάρχει ήχος μετά και από αυτόν τον έλεγχο, αυτό σημαίνει ότι αυτό το καλώδιο δεν λειτουργεί. Άρα η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Εάν είναι απαραίτητο να ελέγξετε συγκεκριμένο ηλεκτρόδιο ή καλώδιο, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από τα προηγούμενα στάδια, πατήστε το πλήκτρο «TEST» και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες του επιθυμητού καλωδίου και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.
- Αφού ελέγξετε και το τελευταίο καλώδιο («RH-RF»), απομακρύνετε όλα τα ηλεκτρόδια (οι κύλινδροι και οι πλάκες δεν πρέπει να αγγίζονται μεταξύ τους) και πατήστε ξανά το πλήκτρο «TEST». Παραμένει αναμμένη μόνο η κίτρινη ενδεικτική λυχνία «TEST» και πρέπει να υπάρχει συνεχής ήχος. Εάν δεν ακουστεί ο ήχος, η συσκευή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

**Προσοχή!** Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε 10 συνεδρίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί.

6. Αν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία «LOW BATT» αναβοσβήνει και ξεκινήσει ένας ήχος κατά τη χρήση της συσκευής, που τροφοδοτείται από μπαταρία, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί «ON» για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, τις οποίες θα επαναφορτίσετε (Συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής).

7. Η αφαίρεση της μπαταρίας έχει ως εξής:

- γυρίστε τη συσκευή ανάποδα.
- πιέστε το δάχτυλό σας στην πτυχωμένη άκρη του καλύμματος της θήκης μπαταριών και σύρετέ το.

- αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις υποδοχές,
- κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό (προσαρμογέα).

## Κανόνες για την διεξαγωγή της συνεδρίας

Τα ηλεκτρόδια χειρών (κύλινδροι) χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διόρθωση των οργάνων του σώματος που βρίσκονται πάνω από το διάφραγμα. Τα ηλεκτρόδια ποδιών (πλάκες)- για όργανα που βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα.

Ωστόσο, αν λάβετε υπόψη το σύστημα των μεσημβρινών, το οποίο καλύπτει ολόκληρο το σώμα, η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτροδίων χειρός και ποδιών οδηγεί σε ολική διόρθωση του σώματος και στην εναρμόνισή του.

Η χρήση του «DeVita BRT» είναι δυνατή σε δύο λειτουργίες: «FM (Fast Mode = γρήγορη λειτουργία)» και «BM (Base Mode = βασική λειτουργία)».

### 1. Λειτουργία FM.

Μια συνεδρία διεξάγεται μόνο με το ζεύγος ηλεκτροδίων χειρός (κύλινδροι) «LH-RH» (αριστερό χέρι - δεξί χέρι).

1.1. Για να επιλέξετε αυτή την λειτουργία, συνδέστε το μικρό καλώδιο 'βραχυκύκλωσης' στις υποδοχές RF-LF.

1.2. Συνδέστε το δεξί και το αριστερό κυλινδρικό ηλεκτρόδιο χειρών στις αντίστοιχες υποδοχές «LH» και «RH».

1.3. Πατήστε το κουμπί «ON», ενώ η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να αναβοσβήνει.

1.4. Πατήστε το κουμπί «RUN», θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να είναι αναμμένη. Μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, πάρτε τα κυλινδρικά ηλεκτρόδια στα χέρια σας και περιμένετε το ηχητικό σήμα (τριπλό) όπου ενεργοποιούνται οι λυχνίες «LH-RH» (η συνεδρία ξεκίνησε). Διάρκεια συνεδρίας, 5 λεπτά. Αφού τελειώσει η συνεδρία, θα υπάρξει άλλο ένα τριπλό ηχητικό σήμα (η περίοδος λειτουργίας τελειώνει), η λυχνία «PROCESS» θα αναβοσβήνει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εάν 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου «RUN» δεν υπάρχει επαφή στο κύκλωμα χειρός-ηλεκτροδίου-καλωδίου (για παράδειγμα, κακή επαφή του ηλεκτροδίου με το χέρι»LH-RH»), οι λυχνίες «LH» και το «RH» θα αναβοσβήνουν, η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» θα είναι σβηστή και θα ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος. Αν η αιτία του ανοικτού κυκλώματος αφαιρεθεί σε λιγότερο από 10

δευτερόλεπτα, η συνεδρία θα συνεχιστεί αυτόματα. Εάν η αιτία δεν εξαιρεθεί - μετά από 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της κατάσταση και θα απενεργοποιηθεί.

## 2. Λειτουργία BM.

Η συνεδρία διεξάγεται κανονικά.

2.1. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί ως προεπιλογή εάν δεν είναι συνδεδεμένο το μικρό καλώδιο βραχυκύκλωσης στις υποδοχές «RF-LF».

2.2. Συνδέστε το δεξί και το αριστερό κυλινδρικό ηλεκτρόδιο χεριών στις αντίστοιχες υποδοχές «LH» και «RH». Συνδέστε το δεξί και το αριστερό ηλεκτρόδιο-πλάκα ποδιών στις αντίστοιχες υποδοχές «LF» και «RF» και τοποθετήστε γυμνά τα πόδια πάνω τους.

2.3. Πατήστε το κουμπί «ON», ενώ η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να αναβοσβήνει.

2.4. Πατήστε το κουμπί «RUN», θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Η λυχνία «PROCESS» πρέπει να είναι αναμμένη. Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, κρατήστε τα κυλινδρικά ηλεκτρόδια και περιμένετε το τριπλό ηχητικό σήμα και την ενεργοποίηση των λυχνιών «LH-RH» (έναρξη λειτουργίας). Τα καλώδια «LH-RH», «LF-LH», «RF-LF», «RH-RF» πρέπει να αλλάζουν με καθορισμένη σειρά με ένα διάστημα 5 λεπτών για κάθε ηλεκτρόδιο. Συνολικός χρόνος συνεδρίας 20 λεπτά. Αφού τελειώσει, θα ακουστεί άλλος ήχος (η περίοδος λειτουργίας τελειώνει), η LED «PROCESS» θα αναβοσβήνει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εάν 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου «RUN» δεν υπάρχει επαφή στο κύκλωμα χειρός-ηλεκτροδίου-καλωδίου (για παράδειγμα, κακή επαφή του ηλεκτροδίου με το χέρι «LH-RH»), η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» θα είναι σβηστή, θα ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος και θα αναβοσβήνουν οι λυχνίες «LH-RH». Αν η αιτία του ανοικτού κυκλώματος αφαιρεθεί σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, η συνεδρία θα συνεχιστεί αυτόματα. Εάν η αιτία δεν εξαιρεθεί - μετά από 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της κατάσταση και θα απενεργοποιηθεί.

3. Στο τέλος της συνεδρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί «ON» για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, όλες οι λυχνίες θα σβήσουν και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

**Η συσκευή δεν αποτελεί ιατρικό προϊόν.**



Устройство эндогенной  
биорезонансной  
коррекции

DeVita  
BRT

Методические рекомендации

## 1. Назначение прибора

Устройство биорезонансной эндогенной коррекции «DeVita BRT», предназначено для быстрого восстановления организма за счет устранения дисгармонических (патологических) колебаний и усиления гармонических (физиологических), активации резервов адаптации, повышения защитных сил и сопротивляемости негативным воздействиям окружающей среды, поддержания физиологического гомеостаза организма.

Устройство предназначено для индивидуального использования как самостоятельно, так и в сочетании с другими оздоровительными методами.

## 2. Общие сведения

Организм человека как сложная биологическая система представляет собой источник слабых электромагнитных колебаний широкого диапазона частот – от низких до сверхвысоких. Общеизвестно, что каждый атом, каждая молекула постоянно излучают чрезвычайно слабые электромагнитные сигналы определенной частоты и пространственно-временной конфигурации. В природе любые электромагнитные колебания являются носителями информации и энергии. Электромагнитные сигналы в организме человека являются одной из составляющих гомеостаза и выполняют энергоинформационные, коммуникационные и регулирующие функции на всех уровнях его организации – субклеточном, клеточном, тканевом, органном и системном.

Электромагнитные явления имеют основополагающее значение в организации, структуре и функционировании живых систем, как в здоровом состоянии, так и в случае болезни.

В клетках и между клетками происходит постоянный мгновенный обмен информацией, осуществляемый посредством электромагнитных волн. Функциональные нарушения в организме возникают тогда, когда тонкие процессы управления изменяются из-за вмешательства несвойственных организму (патологических) колебаний вредных (токсических) веществ и инфекционных агентов. Эти нарушения в дальнейшем приводят к физическим проявлениям болезни, если регуляторная система организма не была способна адекватно их компенсировать.

Любые внешние электромагнитные излучения, источниками которых в условиях города являются средства мобильной связи, различные бытовые приборы и промышленное оборудование, посредством частотно-волнового резонанса оказывают негативное воздействие на динамику информационно-обменных процессов в организме человека, в том числе на клеточном

и молекулярном уровнях, вызывая тем самым различные физиологические расстройства, способствующие развитию стрессов, головных болей, депрессии, бессонницы, и резко увеличивая вероятность возникновения различных проблем со здоровьем.

В большинстве случаев причиной заболевания является изменение энергетических потоков, приводящее к возникновению патологических колебаний, нарушающих физиологическое равновесие в организме.

Т. к. колебания, возникающие в организме человека имеют электромагнитную природу, то применение резонанса с целью коррекции состояния здоровья человека позволяет усиливать гармонические (физиологические) и ослаблять дисгармонические (патологические) электромагнитные колебания.

Метод эндогенной биорезонансной коррекции не использует каких либо внешних электромагнитных сигналов и работает с собственными электромагнитными колебаниями человеческого организма, т.е. все колебания являются физиологическими и при этом не используется никакая внешняя энергия.

Метод не связан с нагревом тканей, что позволяет отнести его к информационному воздействию.

### 3. Принцип действия

Принцип действия биорезонансной эндогенной коррекции основан на рефлекторном воздействии электромагнитных импульсов определенной частоты на биологически активные зоны, находящиеся на поверхности кожи ладоней и ступней, которые непосредственно являются проекциями внутренних органов человека.

Устройство биорезонансной эндогенной коррекции «DeVita BRT» работает с собственными электромагнитными колебаниями человеческого организма, что позволяет нейтрализовать патологические электромагнитные колебания и активировать защитные силы организма.

Поскольку колебания, возникающие в организме человека, имеют электромагнитную природу, то возможен их съем при помощи электродов. Далее происходит их передача на вход устройства «DeVita BRT», где они проходят специальную обработку (инвертируются) и с выхода прибора по тем же электродам возвращаются к человеку. Электромагнитное поле человека сразу же реагирует на эти сигналы и скорректированные колебания опять возвращаются в прибор и т.д.

В процессе данного воздействия устройство образует замкнутый контур адаптивного регулирования, в результате чего колебания человека, после коррекции устройством, возвращаются обратно к человеку. При этом происходит ослабление или полное подавление патологических колебаний, за счет стирания или снижения объема патологической информации и усиление физиологических, и постепенное восстановление динамического равновесия в организме (гомеостаза).

Таким образом, в результате обмена электромагнитными колебаниями происходит обмен потоками информации, что приводит к возрастанию степени синхронизации систем организма при их функционировании, устранению физиологических и психологических расстройств. Параметры электромагнитного воздействия определяются состоянием самого человека и являются максимально индивидуализированными, что делает этот метод наиболее оптимальным для оздоровления человека.

#### 4. Ограничения в использовании

В настоящее время абсолютных противопоказаний для проведения эндогенной биорезонансной коррекции не выявлено. Относительными противопоказаниями и ограничениями являются состояния, которые обуславливают невозможность применения биорезонансного воздействия и его неэффективность. Это:

- **Наличие трансплантированных органов**
- **Беременность** первый триместр
- **Анатомические причины** (врожденные, после операций или травм), например: кости, плохо сросшиеся после перелома.

Однако во время фазы сращивания перелома помощь метода биорезонансной эндогенной коррекции может быть большой, что позволит ускорить процесс сращивания костей, снизить болевые ощущения и ускорить выздоровление.

- **Неадекватная оценка своего состояния человеком**

#### 5. Работа с устройством и методика проведения коррекции

Основной целью проведения эндогенной биорезонансной коррекции является выявление и устранение всех источников дисгармоничных патологических колебаний, возникших в организме и усиление гармонических.

Применение возможно в дополнение к другим методам оздоровления для поддержания высокого коэффициента здоровья, а также к основному лечению (если таковое имеется) с целью ускорения процесса выздоровления.

Благодаря компактности и удобству применения, устройство может применяться как в помещении (в офисе, дома), так и вне его.

Наиболее эффективным является комплексное использование эндогенного и экзогенного методов коррекции, как дополняющих и усиливающих друг друга.

Эндогенная коррекция осуществляется согласно схеме:

1. При отсутствии приборов экзогенной коррекции — DeVita Energy, Ritm.

– Сеансы на DeVita BRT проводят через день.

– В случае воспалительных процессов, травмах, при простуде, аллергии, напряженной физической или умственной работе — 3-5 дней ежедневно 1 раз в сутки.

2. При наличии приборов экзогенной коррекции — DeVita Energy, Ritm.

– В случае воспалительных процессов, травмах — в течение 3-х дней, 1 раз в сутки.

– Для поддержания энергетических ресурсов и резервов адаптации — 1-2 раза в неделю.

Приборы экзогенной коррекции используются согласно методическим рекомендациям и комплексам. В домашних условиях DeVita BRT желательно применять в вечернее время.

С целью усиления эффективности комплексного оздоравливающего воздействия DeVita, рекомендуется одновременное проведение сеансов:

– **DeVita BRT + DeVita Energy** (при гепатогенном или биопатогенном поражении, сильном эмоциональном напряжении),

– **DeVita BRT + DeVita Ritm** (при снижении иммунитета, энергии, проблемах в работе органов пищеварения, нарушении кровообращения, стрессе, интоксикации), с использованием соответствующих программ:

**Активная защита, Кровообращения регуляция, Антистресс, Детоксикация, Пищеварение, 7 чакр.**

**ВАЖНО!** При низких показателях функционально энергетического состояния DeVita BRT может самостоятельно прервать сеанс. В этом случае работают по следующей схеме:

1. DeVita Energy – 1 раз, даем выпить стакан воды.
2. Комплекс: DeVita BRT+DeVita Energy.
3. DeVita Ritm с программой «Активная защита» и/или «7 чакр».

**ВНИМАНИЕ: комбинацию DeVita BRT + DeVita AP НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**

### Требования к проведению эндогенной биорезонансной коррекции:

- Вблизи не должны находиться работающие СВЧ-приборы, незаземленные электрические провода, бытовая и офисная электротехника, рентгеновское или физиотерапевтическое оборудование.
- Место проведения процедуры не должно иметь геопатогенного, электромагнитного и других видов отягощений.
- При использовании для освещения ламп дневного света расстояние до них должно составлять не менее 1,5 м, а при использовании ламп накаливания не менее 0,5 м.
- При наличии в непосредственной близости компьютера или монитора расстоянию до них должно быть не менее чем 0,5 м.
- Во время проведения процедуры руки должны быть без напряжения.
- Стол, стул и подставка для ног (если таковая имеется), не должны быть металлическими.
- В месте проведения процедуры не должны находиться крупногабаритные металлические каркасы, штативы, шкафы, оказывающие антенное или экранирующее электромагнитное воздействие.
- Одежда должна быть изготовлена из натуральных тканей, чтобы можно было избежать накопления статического электричества.
- Контактующие с устройством поверхности тела должны быть свободны от одежды.
- За сутки до сеанса **должен быть полностью исключен прием спиртных напитков, кофе, а также курение.**
- Перед процедурой необходимо снять металлсодержащие украшения, часы, а также индивидуальные устройства, генерирующие электромагнитные поля (КПК, мобильный телефон, музыкальный плеер и т.д.)
- Для лучшего контакта ладоней и ступней с электродами прибора **необходимо увлажнить поверхности электродов, протерев их влажной салфеткой, не содержащей спирта и отдушек.**
- Перед началом сеанса БРТ желательно провести оценку состояния организма в целом, отдельных органов и систем с помощью ПАК «DePuls+».

## Работа с устройством

Прибор может работать от аккумуляторов (входят в комплект) и электросети.

1. Проверить наличие аккумуляторов в батарейном отсеке, для чего:

- перевернуть прибор дном к себе;
- нажать пальцем на край крышки батарейного отсека и сдвинуть ее;
- убедиться в наличии аккумуляторов.

2. Закрывать батарейный отсек.

При отсутствии аккумуляторов или их недостаточной зарядке, подключите прибор к электросети при помощи кабеля, входящего в комплект.

3. Включение прибора производится нажатием кнопки «ON», на панели прибора. При этом будет мигать зелёный светодиод «PROCESS».

4. Выключение прибора производится нажатием кнопки «ON». При этом светодиод «PROCESS» должен погаснуть.

5. При необходимости проверьте прибор на работоспособность, для чего:

– нажмите кнопку «TEST». Должен загореться светодиод «TEST» и светодиоды отведения «LH-RH». Соедините вместе электрод «LH» с «RH». Должен прозвучать неприятный звук;

– повторно нажмите кнопку «TEST», загорятся следующие светодиоды - «LH-LF», соедините соответствующие гильзу и пластину, при этом также должен прозвучать неприятный звук;

– еще раз нажмите кнопку «TEST» и соедините вместе электроды отведения «LF-RF», далее отведения «RF-RH» убедитесь, что при каждом соединении прозвучит неприятный звук;

– если на каком-то отведении звука нет, проверьте соединение электрод-кабель-прибор;

– если и после этого звука нет, значит, не работает данное отведение. Прибором пользоваться нельзя;

– при необходимости проверить какое-либо отведение, можно не перебирая предыдущие, нажатием кнопки «TEST» и удерживанием ее до тех пор, пока не загорятся светодиоды нужного отведения, после чего отпустите.

– после проверки последнего отведения, разомкните все отведения (гильзы и пластины между собой не должны соприкасаться) и нажмите кнопку «TEST» еще раз. Должен прозвучать непрерывный звук. Если звука нет, прибором пользоваться нельзя.

**Внимание!** Данную процедуру необходимо выполнять после каждых 10 сеансов для проверки работоспособности прибора.

6. Если во время пользования прибором, работающем на аккумуляторах, начал мигать светодиод «LOW BATT» и включился звук, необходимо кнопкой «ON» выключить прибор и зарядить аккумуляторы. (Зарядное устройство входит в комплект)

7. Выемка аккумуляторов происходит следующим образом:

- перевернуть прибор дном к себе;
- нажать пальцем на край крышки батарейного отсека и сдвинуть ее;
- вынуть аккумуляторы из гнезд;
- закрыть крышку батарейного отсека.

При этом необходимо подключить прибор к сети электропитания при помощи кабеля.

## Правила проведения сеанса коррекции

Ручные электроды в первую очередь используются для коррекции органов, расположенных выше диафрагмы. Ножные электроды — для органов, лежащих ниже диафрагмы.

Однако, если учитывать систему меридианов, которая охватывает весь организм, то одновременное использование как ручных так и ножных электродов приводит к общей коррекции организма и его гармонизации.

Использование «DeVita BRT» возможно в двух режимах: «FM (fast mode)» и «BM (base mode)».

### 1. Режим FM.

Сеанс проводится только по отведению «LH-RH» (левая рука – правая рука).

1.1 Для выбора режима установите кабель-перемычку (короткий кабель) на отведение «RF-LF».

1.2 Подключите правый и левый электроды цилиндрические ручные к соответствующим гнездам «LH» и «RH».

1.3 Нажмите кнопку «ON», при этом светодиод «PROCESS» должен моргать.

1.4 Нажмите кнопку «RUN», прозвучит звуковой сигнал. Светодиод «PROCESS» должен гореть постоянно. В течение последующих 10 сек возьмите в руки электроды и дождитесь звукового сигнала «трель вверх» и включения светодиодов отведения «LH-RH» (сеанс начался). Длительность сеанса 5 мин. После его окончания прозвучит звуковой сигнал «трель



вниз» (сеанс закончился), светодиод «PROCESS» будет моргать и через несколько секунд прибор автоматически выключится. Если через 10 сек после нажатия кнопки «RUN» нет контакта в цепи рука-электрод-кабель-прибор (например, плохой контакт электрода с рукой), светодиоды «LH» и «RH» мигают, светодиод «PROCESS» не горит и прозвучит звуковой сигнал. При устранении причины обрыва цепи менее чем за 10 сек процесс автоматически продолжится. Если причина не устранена – спустя 10 сек прибор автоматически перейдет в исходное состояние.

## 2. Режим ВМ.

Сеанс проводится по всем отведениям.

2.1. Данный режим установлен по умолчанию, если в отведение «RF-LF» отсутствует кабель-перемычка (короткий кабель).

2.2. Подключите правый и левый электроды цилиндрические ручные к соответствующим гнездам «LH» и «RH». Подключите правый и левый электроды пластинчатые ножные к соответствующим гнездам «LF» и «RF» и поставьте на них голые ступни ног.

2.3. Нажмите кнопку «ON», при этом светодиод «PROCESS» должен моргать.

2.4. Нажмите кнопку «RUN», прозвучит звуковой сигнал. Светодиод «PROCESS» должен гореть постоянно. В течение следующих 10 сек возьмите в руки электроды и дождитесь звукового сигнала «трель вверх» и включения светодиодов отведения «LH-RH» (сеанс начался). Отведения «LH-RH», «LF-LH», «RF-LF», «RH-RF» должны переключаться в указанной последовательности с интервалом 5 мин на каждое отведение. Общее время сеанса 20 мин. После его окончания прозвучит звуковой сигнал «трель вниз» (сеанс закончился), светодиод «PROCESS» будет моргать и через несколько секунд прибор автоматически выключится.

Если через 10 сек после нажатия кнопки «RUN» нет контакта в цепи рука-электрод-кабель-прибор (например, плохой контакт электрода с рукой), светодиоды соответствующего отведения мигают, нет переключения на следующее отведение, светодиод «PROCESS» не горит и прозвучит звуковой сигнал. При устранении причины обрыва цепи менее чем за 10 сек сеанс автоматически продолжится. Если причина не устранена – спустя 10 сек прибор автоматически перейдет в исходное состояние.

3. При завершении сеанса выключите прибор, нажав и удерживая кнопку «ON» в течение 2 сек. Прозвучит звуковой сигнал, все светодиоды погаснут и прибор выключится.

Устройство **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** изделием медицинского назначения.

## For notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



[www.deholding.info](http://www.deholding.info)

Deta-Elis Europa GmbH  
Kaisersstraße 74,  
63065 Offenbach, Germany