



Deta
Elis
Holding

Gesundheit
Innovationen
Mensch

Gerät zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte
und zur Optimierung der
Eigenstrahlung aller Lebewesen

DeVita
Energy

Generation 11

Languages

Deutsch.....	3
English.....	19
Ελληνικά.....	35
Français.....	51
Русский.....	67



Deta
Elis
Holding

Gesundheit
Innovationen
Mensch

Gerät zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte
und zur Optimierung der
Eigenstrahlung aller Lebewesen

DeVita
Energy

Zweck des Geräts

Das Gerät „DeVita Energy“ generiert schwache elektromagnetische Strahlungen, die mit den Strahlungen natürlicher Biosysteme identisch sind.

Das Gerät dient zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte und Optimierung der natürlichen elektromagnetischen Strahlung von Lebewesen. Das Prinzip der regulierenden Wirkung basiert auf der Anwendung von Frequenzen von R. Rife, R. Voll und F. Morell.

Achtung! Das Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer Fachkraft anwenden.

Lieferumfang

Gerät „DeVita Energy“.....	1 St.
Datenblatt/Bedienungsanleitung.....	1 St.
Verpackung.....	1 St.
USB-Ladekabel.....	1 St.
Umhängeband.....	1 St.

Technische Daten

1. Anzahl der Programme.....	11
2. Frequenzbereich, Hz.....	0,1-15000
3. Abweichung der Frequenzeinstellung, max. %.....	±0,003
4. Ununterbrochene Betriebsdauer, mindestens, Stunden.....	15
5. Tastatur.....	Touch-Tastatur
6. Display.....	TFT 128x160
7. Stromversorgung:	
- LiPo Akku 3,7V, im Gerät eingebaut, St.....	1
8. Maximale Akkuladezeit, Std.....	6
9. Abmessungen, max., mm	103x45x16

10. Gewicht des Gerätes, maximal, kg.....	0,1
11. Durchschnittliche Lebensdauer, mindestens, Jahre.....	5


Sicherheitsinformationen

Das Gerät:

- ist sicher in der Handhabung;
- ist nicht toxisch;
- ist nicht leicht entzündlich;
- ist nicht explosionsgefährlich;
- sendet keine gesundheitsschädlichen Strahlungen aus.

Geräte der Klasse III müssen beim Aufladen des Akkus über ein Netzteil ausschließlich mit sicherer Niederspannung versorgt werden.

Umweltschutz

Der eingebaute Akku enthält Stoffe, die der Umwelt Schaden zufügen können. Nach Ablauf der Lebensdauer des Gerätes und vor dessen Übergabe zur Entsorgung muss der Akku entfernt werden. Der Akku muss an speziellen Entsorgungsstellen entsorgt werden. 

Pflege, Lagerung und Transport

Das Gerät ohne Verpackung ist in Räumen bei Temperaturen zwischen 10 und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80% zu lagern.

Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Feuchtigkeit und vor chemisch aktiven Stoffen.

Zerlegen Sie das Gerät nicht.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Lassen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät fallen.

Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung während der Garantiezeit aufzubewahren.

Beschreibung des Gerätes

1. Ein/Aus-Taste
2. Display
3. Ladeanschluss
4. Cursortasten
5. Bestätigungstaste
6. Zurück-Taste
7. LED „Programm läuft“





Abb.1

Bedienung

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste **1**. Das Display erlischt 15 Sekunden nach der letzten Betätigung einer Taste. Durch erneute Betätigung der Taste **1** kann das Display vor dieser Zeit ausgeschaltet werden. Falls das Display erlischt bevor Sie Ihre Eingabe abgeschlossen haben, schalten Sie es durch erneute Betätigung der Taste **1** ein.



Wenn Sie die **1** Ein/Aus-Taste (Abb.1) betätigt haben, erscheint ein Bildschirmschoner. Nach zwei Sekunden geht das Gerät automatisch zum Programmauswahl-Menü über.



Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, betätigen Sie die Zurück-Taste.

Einstellungsmodus des Geräts

Untermenü „Einstellungen“



Mit den Cursortasten wählen „Einstellungen“ aus



Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Einstellungen“.



Sprachauswahl




Mit den Cursortasten wählen Sie „Sprache“ aus



Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Sprache“





Mit den Cursortasten wählen Sie die gewünschte Sprache aus.





Drücken Sie die Bestätigungstaste.





Um zum Untermenü „Einstellungen“ zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste.






Haben Sie „Aus“ gewählt, so ist die akustische Bestätigung der Tasteneingabe ausgeschaltet.





Toneinstellungen

-  Mit den Cursortasten wählen Sie „Ton“ aus
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste




Auf dem Display erscheint das Untermenü „Ton“.


-  Mit den Cursortasten wählen Sie „An“ oder „Aus“
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste
-  Um zum Untermenü „Einstellungen“ zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste

Zeiteinstellungen



-  Mit den Cursortasten wählen Sie „Zeit“ aus
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste

Auf dem Display erscheint das Untermenü „Zeit“

-  Mit der Bestätigungstaste wählen Sie das Fenster „Stunden“, „Minuten“ und mit den
-  Mit den Cursortasten stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
-  Um zum Untermenü „Einstellungen“ zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste.





Über das Gerät


-  Mit den Cursortasten wählen Sie „Über das Gerät“ aus
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste

Auf dem Display erscheint die Geräte-Nummer und die Programmversion.






Das Untermenü „Programme“

-  Mit den Cursortasten wählen Sie „Programme“ aus
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste





Programmauswahl


-  Mit den Cursortasten wählen Sie das gewünschte Programm aus
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste



Auf dem Display erscheint das Fenster zur Einstellung der Anzahl der Programmzyklen.


-  Mit den Cursortasten wählen Sie die gewünschte Anzahl der Programmzyklen
-  Drücken Sie die Bestätigungstaste

Das Programm wird gestartet, was durch Blinken der roten LED unter dem Logo auf dem Gerätepanel angezeigt wird.




Auf dem Display erscheint das Untermenü des laufenden Programmes.

Der Timer im oberen Teil des Displays gibt die verbleibende Zeit bis zum Programmende an.



Information zum Stand der Programmausführung

Möchten Sie sich über den Stand der Programmausführung bei ausgeschaltetem Display informieren, betätigen Sie **1** die Ein/Aus-Taste (Abb. 1). Und auf dem Display erscheint das Untermenü des laufenden Programms.




Programmabbruch


Wenn Sie das Programm abrechnen möchten


 Wählen Sie mit den Cursortasten „Ja“ aus


 Drücken Sie die Bestätigungstaste



Wenn Sie die Programmausführung anhalten möchten

 Wählen Sie mit den Cursortasten „Pause“ aus

 Drücken Sie die Bestätigungstaste



Auf dem Display erscheint das Untermenü „Pause“. Wenn Sie das Programm fortsetzen möchten,

 Wählen Sie mit den Cursortasten „Ja“

 Drücken Sie die Bestätigungstaste



Falls Sie nicht die Auswahl „Ja“ zur Option „Die Pause beenden?“ treffen, schaltet sich das Gerät nach 1 Stunde automatisch ab.


Anwendung des Gerätes bei Programmausführung


Legen Sie das Gerät unmittelbar nach dem Starten des Programms mit der Rückseite an Ihren Körper, z. B. in eine Tasche.

Das Laden des Gerätes

Akku-Anzeige

Die Batterieladeanzeige leuchtet weiß. Wenn drei  oder zwei  Balken der Anzeige aktiv sind – ist die Batterie geladen.

Die Batterieladeanzeige leuchtet rot. Wenn ein Balken der Anzeige  aktiv ist – ist der Akku fast leer.



Bei vollständiger Entladung des Akkus leuchtet die leere Akku-Anzeige rot und auf dem Display erscheint die Angabe „Akku aufladen!“.

Aufladen des Akkus

Wenn der Akku fast leer bzw. vollständig entladen ist, schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Kabels an den Ladeanschluss des Gerätes und den USB-Stecker an den USB-Anschluss eines laufenden Computers an. Die LED-Anzeige des Akkus wird den Ladevorgang anzeigen.

Herstellergarantie

Der Hersteller garantiert, dass das Gerät „DeVita Energy“ den technischen Spezifikationen entspricht, sofern der Benutzer die Vorschriften für Betrieb, Transport und Lagerung befolgt.

Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum im Einzelhandel.

Beim Fehlen des Verkaufsdatums mit Stempel des Verkäufers im Datenblatt wird die Garantiezeit ab dem Herstellungsdatum des Gerätes gerechnet.

Während der Garantiezeit hat der Käufer das Recht auf kostenlose Reparatur. Die Garantiereparaturen werden im Werk des Herstellers durchgeführt. Die Lieferung des defekten Geräts an den Reparaturort erfolgt auf Kosten des Käufers.

Wenn das Gehäuse des Geräts beschädigt ist und/oder der Garantieschein fehlt, werden keine Ansprüche akzeptiert und keine Garantiereparaturen durchgeführt.

Die Garantie gilt nicht für folgende Schäden:

- Schäden durch unsachgemäße Anwendung;
- Schäden durch Naturkatastrophen;
- wenn die Siegel beschädigt sind;
- mechanische Beschädigungen (Risse, Späne usw.).

Der Käufer hat das Recht, in folgenden Fällen das defekte Gerät während der Garantiezeit durch ein neues Gerät zu ersetzen:

- das Gerät muss zum vierten Mal repariert werden;
- das Gerät kann nicht repariert werden.

Achtung! Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der Konstruktion des Gerätes und an der Software vorzunehmen, ohne dass dadurch die bestehenden Eigenschaften beeinträchtigt werden.

Methodische Empfehlungen

Zum ersten Mal wurde der Gedanke an die Anwesenheit von Energie im menschlichen Körper und die Abhängigkeit der Gesundheit von ihrer Zirkulation von den alten Heilern in China, Indien und Ägypten geäußert. Heute ist es wissenschaftlich erwiesen, dass jedes menschliche Organ bestimmte Frequenzen aussendet. Unter dem Einfluss ungünstiger äußerer Faktoren, der Stressbelastung des modernen Lebens und schlechter Umweltbedingungen weichen die Frequenzen der Organe von ihren natürlichen Parametern ab, was zu Depressionen, Apathie und chronischer Schlaflosigkeit führt.

Das Gerät „DeVita Energy“ sendet harmonische elektromagnetische Frequenzen aus, die die bioenergetischen Parameter des Menschen ausgleichen, die auf Resonanzphänomenen basierenden Funktionen der Körperregulation in Gang setzen, bio- und geopathogene Belastungen reduzieren. „DeVita Energy“ wirkt sanft und sicher auf den menschlichen Körper ein, ohne sein Energiegleichgewicht generell oder lokal zu stören.

Diese Methode der Einwirkung auf den Körper basiert auf den Entwicklungen von Franz Morell - dem Autor der Methode der Bioresonanztherapie. Korrekt erstellte 11 Programme zur elektromagnetischen Beeinflussung stellen physiologische Parameter wieder her und stärken sie, lösen psycho-emotionale Spannungen, verleihen Energie, gute Laune und ausgezeichnetes Wohlbefinden, harmonisieren den Menschen auf allen Ebenen seines Seins.

Die „DeVita Energy“ Programme

Das Programm „Überfluss“. Dauer – 02: 17: 14.

Beschreibung: Menschen haben immer irgendwelche einschränkenden Überzeugungen, Ängste, die sie daran hindern, Geldressourcen zu genießen oder sie richtig zu nutzen. In diesem Zusammenhang entstehen Ängste: Angst, Geld zu verlieren und Angst, Geld zu haben (es kann auch gestohlen werden, und wenn es leicht zu bekommen ist, entsteht eine Art Schuldkomplex). All dies kann zu großer Anspannung, Angst und anderen emotionalen Problemen führen, die sich in unserem Körper widerspiegeln. Das Programm hilft, die Einstellung zum Geld zu ändern, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Person. Darüber hinaus beeinflusst es die Änderung der Einstellung zu materiellen Gütern und Partnerbeziehungen und hilft, kreative Fähigkeiten zu entdecken.

Anwendung: Bei Bedarf kann das Programm täglich angewendet werden, in Kombination mit den Programmen: „Beziehungen“, „Gesundheit“, „Harmonie“.

Das Programm „Harmonie“. Dauer – 02: 19: 45.

Beschreibung: Das Programm wirkt wohltuend auf das Nervensystem, harmonisiert den psycho-emotionalen Zustand sowie hilft versteckte Blockaden, unbewusste negative Überzeugungen und Ängste zu lösen. Es hilft, den Schlaf zu verbessern, das volle Potenzial zu entfalten, was Ihnen erlaubt, Ihre Ziele auf bestmögliche Weise zu erreichen, sorgt für eine positive Grundstimmung.

Anwendung: Das ist das zweite Hauptprogramm zur Gesundheitsförderung. Es wird täglich in Kombination mit dem Programm „Gesundheit“ angewendet.

Das Programm „Schutz“. Dauer– 01: 42: 01.

Beschreibung: wenn man beruflich Kontakt mit Menschen hat, kann man häufig unter Beschwerden wie Kopfschmerzen, Wutausbrüche, Depression, Appetitlosigkeit, Auseinandersetzungen in Partnerbeziehungen usw. leiden. All dies kann auch zu funktionellen Störungen führen. Das Programm schafft eine hervorragende Barriere gegen negative Energie und lässt nicht zu, dass diese der Gesundheit und der Stimmung Schaden zufügt. Es ist nützlich für Menschen, die beruflich in großen Gruppen bzw. mit einem großen Menschenaufkommen arbeiten (Ärzte, Trainer, Lehrer, Psychologen, Sozialarbeiter).

Anwendung: Das Programm wird je nach Bedarf eingesetzt.

Das Programm „Gesundheit“. Dauer – 02: 59: 23.

Beschreibung: Das Programm zielt darauf ab, die Funktion des Körpers auf funktioneller Ebene zu unterstützen, das Energiepotential der geschädigten Organe wiederherzustellen und den Körper zu verjüngen.

Anwendung: Das ist das erste Hauptprogramm zur Gesundheitsförderung. Es wird täglich in Kombination mit dem Programm „Harmonie“ angewendet.

Das Programm „Schlanke Figur“. Dauer – 01: 01: 36.

Beschreibung: Das Programm zielt auf Beseitigung psychosomatischer Faktoren ab, die Übergewicht verursachen. Unser Unterbewusstsein kann Essattacken und folglich die Ansammlung von überschüssigen Kilos provozieren als Reaktion auf psycho-emotionalen Stress, der durch Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz, häusliche und emotionale Unzufriedenheit verursacht wird. Darüber hinaus ist das Programm auch für Menschen geeignet, die zunehmen wollen, da es ein Gefühl des inneren Friedens und der stillen Freude vermittelt, das zum korrekten Prozess der Nahrungsaufnahme und vollständiger Absorption von Nährstoffen beiträgt.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm täglich in Kombination mit den „DeVita Energy“-Programmen „Beziehungen“, „Gesundheit“ und „Harmonie“ angewendet werden.

Das Programm „Langes Leben“. Dauer – 01: 15: 01.

Beschreibung: Das Programm hilft, den allgemeinen Gesundheitszustand auf einem guten Niveau zu halten, trägt dazu bei, die DNA vor dem negativen Einfluss der elektromagnetischen Strahlung von Haushaltsgeräten, dem Internet usw. zu schützen. Stellt den Organismus gemäß seinem Referenz-„Klang“ (Sol-feggio-Frequenzen) ein. Als Ergebnis steigt die Menge an Lebensenergie, die Klarheit des Geistes und des Bewusstseins, erscheint die Stimmung für einen gesunden Lebensstil, und kreative Fähigkeiten werden aktiviert.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm täglich in Kombination mit den Programmen „Gesundheit“ und „Harmonie“ angewendet werden.

Wichtig! In den ersten Tagen der Anwendung können leichter Schwindel, Übelkeit und Schläfrigkeit auftreten.

Das Programm „Beziehungen“. Dauer – 01: 16: 11.

Beschreibung: Es wird zur Harmonisierung von Beziehungen - in der Familie, zwischen Partnern, Freunden, zur Lösung sozialer Probleme - eingesetzt. Dieses Programm erweitert die Möglichkeiten der Kommunikation, des gegenseitigen Verständnisses, der Toleranz und Liebe, hilft, Konflikte zu beseitigen. Es gibt ein Gefühl der Einheit mit der Welt. Für Introvertierte ist es nützlich, um innere „Hemmungen“ zu überwinden und das kreative Potenzial freizusetzen.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm täglich in jeder Kombination mit anderen Programmen auf dem „DeVita Energy“ angewendet werden.

Das Programm „Energie“. Dauer – 00: 41: 12.

Beschreibung: Das Programm energetisiert, gibt Kraft zum Vorwärtkommen, hat eine revitalisierende und gesundheitsfördernde Wirkung, schützt vor bio- und geopathogenen Faktoren.

Anwendung: bei Bedarf kann das Programm täglich in jeder Kombination mit anderen Programmen auf dem „DeVita Energy“ angewendet werden.

Das Programm „Energy Pro“. Dauer – 00: 09: 19.

Beschreibung: Das Programm zielt darauf ab, die verlorene Energie wiederherzustellen, die Immunität und den Tonus des Organismus zu erhöhen. Es hilft, einen Schub an Kraft zu spüren, das Lebenspotential zu erhöhen, das für die Verwirklichung der eigenen Wünsche notwendig ist.

Anwendung: Bei Bedarf kann das Programm täglich am Morgen und am Nachmittag angewendet werden.

Das Programm „Anti-Aging“. Dauer – 03: 51: 05.

Beschreibung: Den Alterungsprozess zu verlangsamen, Jugend und Energie zu bewahren - das war ein Traum vieler Menschen in verschiedenen Epochen der Geschichte, von der Antike bis heute. Um ein jugendliches Gesicht und einen jugendlichen Körper zu erhalten, haben Frauen und Männer auf verschiedene Methoden zurückgegriffen. Das Programm „Anti Aging“ ist eine weitere, aber die modernste Methode der Verjüngung, die den Prozess der Geweberegeneration, der Beseitigung von Giftstoffen aus den Zellen und der Wiederherstellung des Organismus nach 50 Jahren in Gang setzt. Das Programm wirkt sich nicht nur auf den physischen, sondern auch auf den psychischen Zustand aus und ermöglicht es Ihnen, sich viele Jahre lang jung, aktiv und selbstbewusst zu fühlen.

Anwendung: Das Programm kann täglich in Kombination mit den Programmen „Gesundheit“, „Harmonie“, „Langes Leben“ angewendet werden.

Das Programm „Seelenfrieden“. Dauer – 00: 25: 12.

Beschreibung: Infolge verschiedener Faktoren, Handlungen oder Ereignisse der heutigen Zeit leiden die Menschen zunehmend unter emotionaler Anspannung, Stress und der Anhäufung negativer Emotionen, was sich negativ auf den Gesundheitszustand auswirkt. Das Programm hilft, mentale Spannungen abzubauen, sich von dem erlebten Stress zu erholen, es unterstützt das emotionale und körperliche Wohlbefinden, gibt ein Gefühl des inneren Friedens und der Harmonie mit der Welt.

Anwendung: Das Programm wird je nach Bedarf angewendet. Bei starker emotionaler Anspannung, Stress, können bis zu 5-7 Wiederholungen hintereinander oder im Wechsel mit dem Programm „Harmonie“ durchgeführt werden, bis Sie sich besser fühlen.

Hinweise zur Anwendung des Gerätes „DeVita Energy“

Das Gerät ist für alle zu empfehlen, die solche Erfahrungen machen müssen:

- Schädliche Einflüsse der Stadt und der Umwelt
- Körperliche und emotionale Müdigkeit
- Chronisches Erschöpfungssyndrom
- Hohe körperliche Belastungen
- Depression, Stress, Angstzustände, Reizbarkeit
- Schwindelgefühl, Schwäche, Schläfrigkeit

Effekte nach der Anwendung des Gerätes „DeVita Energy“:

- Stellt die physiologischen Indikatoren wieder her und verstärkt sie
- Baut psychoemotionale Anspannungen ab
- Löst psychosomatische Blockaden
- Liefert Energie und positive Stimmung
- Regt die Selbstregulation des Körpers an
- Reguliert die Entwässerungs- und Entgiftungsfunktionen des Körpers
- Reduziert biologische und geopathogene Belastungen
- Schützt vor elektromagnetischem Smog
- Verjüngt

Abschließende Bemerkungen

Das Wellness-Konzept - gesunde Ernährung, mäßige Bewegung, frische Luft, Vermeidung schlechter Angewohnheiten - verringert das Risiko von verschiedenen Krankheiten in vielerlei Hinsicht. In der modernen Welt ist es jedoch nicht immer möglich, sich konsequent an dieses Konzept zu halten. Das gilt besonders in den Megastädten mit ihrem Dauerstress, ihrer Schnelllebigkeit und ihrem ungünstigen Umfeld.

Das „DeVita Enrgy“-Gerät wurde entwickelt, um dem Körper zu helfen, verlorene Energie wiederherzustellen, das Immunsystem zu stärken und die Vitalität auf einem hohen Niveau zu halten.

Je höher die Lebensenergie eines Menschen ist, desto besser ist seine Gesundheit, desto mehr Potenzial und Möglichkeiten hat er, sein Leben ganz nach seinen Wünschen zu gestalten.



Deta
Elis
Holding
Health
Innovations
Human

Device for enhancing your own
defensive systems
and correction of natural
electromagnetic radiation of
natural biosystems

DeVita
Energy

Purpose of the device

The device “DeVita Energy” is a generator of weak electromagnetic radiation, identical to the radiation of natural organic systems.

Designed to enhance your own protective systems and correct natural electromagnetic radiation of natural biosystems. The principle of corrective action is based on the use of frequencies according to the methods of R. Rife, R. Voll, F. Morrel.

Attention! The device may only be used by children under adult supervision. Children are prohibited from playing with the device. Persons with physical disabilities and intellectual disabilities may only use the device under the supervision of appropriate personnel.

Box set

“DeVita Energy” device.....	1 pcs.
Passport/User’s Manual.....	1 pcs.
Packaging.....	1 pcs.
USB charging cable.....	1 pcs.
Neck strap.....	1 pcs.

Technical characteristics

1. Number of programs.....	11
2. Frequency range, Hz.....	0,1-15000
3. Accuracy error of frequency setting no more than.....	$\pm 0,003$
4. Time of continuous work no less than, hours.....	15
5. Keyboard type.....	sensor
6. Screen type, pixels.....	TFT 128x160
7. Power supply:	
- Li-Po battery 3,7V, built-in, pcs.....	1
8. Maximum charging time, hours.....	6
9. Overall dimensions not more than, mm.....	103x45x16
10. Device’s weight no more than, kg.....	0,1
11. Average service life not less, years.....	5


Safety information

Device is:

- Safe to use
- Non-toxic
- Not flammable
- Not explosive
- Not a source of dangerous radiation

When charging the Class III battery, devices must be powered by an Exclusively Safe Low Voltage AC adapter.

Environment protection

The built-in battery contains environmental pollutants. The battery must be removed at the end of its useful life and before sending it for disposal. The battery must be disposed of at a designated collection point. 

Instructions for care, storage and transport

Device without packaging must be stored in a room temperature from 10 to 35 °C and a relative humidity of 80%.

The device must be protected from direct moisture affection and active chemicals.

Do not disassemble the device.


Do not drop the device.

Do not drop other objects onto the device.

We recommend keeping the packaging during the warranty period.

Device's visual description


1. ON/OFF button
2. Display
3. Charging port
4. Navigation keys
5. Selection key (OK)
6. Return key
7. Red LED indicator light - execution of program



Pic. 1

Working with the device

To turn the device on press ON/OFF button **1**. Screen timeout is 15 seconds from the last press on any button. Display may be turned off before that time by pressing ON/OFF button **1** again. If the display went out before you entered the required commands, it must be turned on by pressing the ON/OFF button **1** again.




After pressing the **1** ON/OFF button (Pic.1) you will see the home page, and after 2 sec. the device automatically enters the program selection mode.



To switch to the main menu mode, press the return key.

Working with the main menu

Submenu "Settings"




Choose "Settings" using the navigation keys



Press the selection key

Submenu "Settings" will be shown on the display



Language selection




Choose "Language" using the navigation keys



Press the selection key

Submenu "Language" will be shown on the display



Choose the preferred language with the navigation keys





Press selection key





To switch to the device main menu mode, press the return key




Attention! The default language is English. If there is no need for changing the language you can skip this step.





Sound settings

-  Choose "Sound" using the navigation buttons
-  Press the selection key



Submenu "Sound" will be shown on the display

-  Choose between "On" or "Off" with the navigation keys
-  Press the selection key
-  To return to submenu "Settings" press the return keys




If you select "Off", the sound of pressing any key is turned off.




Time settings



-  Choose "Time" with the navigation keys
-  Press the selection key

Submenu "Time" will be shown on the display


-  Use the navigation keys to set hours, minutes and type
-  Use the selection key to select "Hours", "Minutes" or "Type"
-  To return to submenu "Settings" press the return key





Device


-  Choose "Device" with the navigation keys
-  Press the selection key

Manufacturer serial number and program version will be shown on the display.






Submenu "Programs"

-  Choose "Programs" with the navigation keys
-  Press the selection key





Program selection


-  Choose the necessary program (eg Harmony) with the navigation keys
-  Press the selection key



Cycles set screen will be shown on the display


-  Set the needed number of cycles with the navigation keys
-  Press the selection key

The program will start, which will be signaled by a flashing red LED indicator light pic 1 (7).




Submenu with the ongoing program will be shown on the display

Timer in the upper part of the screen shows the countdown till the program finishes.



Information about the program in progress

In case you will need the information about the program in progress press **1** ON/OFF button (Pic.1). Display will show the submenu of the program in progress.



Interruption/cancellation of the program


If the program needs to be cancelled



Choose "Yes" with the navigation keys



Press the selection key




If the program needs to be interrupted (paused)



Choose "Pause" with the navigation keys



Press the selection key



Display will show the "Pause" submenu
If you want to quit the pause



Choose "Yes" with the navigation keys



Press the selection key

If you will not choose "Yes" in "Quit the pause?" submenu, your device will be turned off automatically within an hour.



Attention! When the device is paused, the red LED indicator light fig. 1 (7) will flash at a slower rate!


Using the device with the launched program


After starting the program, place the device with the it's back facing your body, for example, in your pocket.

Charge the device

Battery charge indicator

If the battery indicator is white-colored and two  or three  internal lines are visible – than your battery is charged.

If the battery indicator is red-colored, one internal line is visible  – your battery is running low.



In case of low charge or full discharge of the battery, connect the micro-USB connector of the cable to the charging port of the device, and the USB connector to the USB port of the working computer. The battery indicator will begin to signal the charging process.

How to charge the battery

In case of low charge or full discharge of the battery, connect the micro-USB connector of the cable to the charging port of the device, and the USB connector to the USB port of the working computer, or an external charger with output 5V-1A. The battery indicator will begin to signal the charging process.

Manufacturer's warranty

The manufacturer guarantees full compliance with the technical specifications of the device "DeVita Energy", provided that the user strictly observes the instructions for operation, transport and storage.

The warranty period for the device is 24 months from the date of sale through the retail network.

In the absence of the date of sale and the stamp of the trade organization in the passport, the warranty period is calculated from the date of production of the device by the manufacturer.

During the warranty period, the owner has the right for free repairs. Warranty repairs are carried out at service centers authorized by the manufacturer. Delivery of the defective device to the place of repair is carried out at the expense of the buyer.

If there is a violation of external covers and / or in the absence of the certificate warranty, no claims are accepted and no warranty repair is performed.

The following faults are not covered by the warranty:

- defects due to improper use;
- defects caused by natural disasters;
- in case of violation of the integrity of seals;
- in case of presence of external defects (cracks, fractures etc.)

The buyer has the right to replace the defective device with a new one during the warranty period in the following cases:

- the device is repaired for the fourth time
- the device is unrepairable

Attention! The manufacturer reserves the right, without prior notice, to make changes in the design of the device and software without affecting the existing characteristics.

Methodical recommendations

For the first time, the idea of the presence of energy in the human body and the dependence of health on its circulation was expressed by the ancient healers of China, India, Egypt. Today it has been scientifically proven that every human organ emits certain frequencies. Under the influence of unfavorable external factors, full of stresses of modern life, poor ecology, its frequencies deviate from their natural parameters, as a result of which is depression, apathy, and chronic insomnia occur. The device „DeVita Energy“ emits harmonious electromagnetic frequencies that equalize the bioenergetic indicators of a person, trigger the body's regulation functions based on resonance phenomena, and reduce bio- and geopathogenic loads. „DeVita Energy“ gently and safely affects the human body, without disturbing its energy balance either as a whole or locally. This method of influence on the body is based on the developments of Franz Morel, the author of the method of bioresonance therapy. Correctly created 8 programs of electromagnetic influence restore and strengthen physiological indicators, relieve psycho-emotional stress, energize, give a good mood and excellent health, harmonize a person at all levels of his being.

Programs of „DeVita Energy“

„Abundance“ program. Working time – 2: 17: 14.

Description: people always have certain limiting beliefs, fears that do not make it possible to enjoy the financial resource or properly dispose of it. In this regard, fears arise: the fear of losing and the fear of having money (they can also be stolen, and if they are easily obtained, then a certain guilt complex arises). All this can cause intense tension, anxiety and other emotional experiences that are reflected in our body. The program helps to align the attitude towards money, regardless of a person's financial capabilities. In addition, it affects the change in attitudes towards material goods and partnerships, promotes the disclosure of creative abilities.

Application: if necessary, the program can be used daily, combining with the programs: „Relationship“, „Health“, „Harmony“.

„Harmony“ program. Working time – 02: 19: 45

Description: the program has a beneficial effect on the nervous system, balances the psycho-emotional state, helps to remove hidden blockages, subconscious negative beliefs, fears. It helps to improve sleep, unleash full potential, which

allows you to achieve goals in the best way, sets you up for positive.

Application: the second major wellness program, used daily in conjunction with the „Health“ program.

„Protection“ program. Working time – 01: 42: 01.

Description: working with people you can often experience negative feelings: headache, aggression, depression, loss of appetite, discord in partnerships, etc. All this can lead to functional disorders.

The program creates an excellent barrier against negative energy and does not allow it to harm health and mood. It will be useful for whose specialties are associated with work in large teams and in the stream (doctors, trainers, teachers, psychologists, social workers).

Application: the program is used as needed.

„Health“ program. Working time – 02: 59: 23.

Description: the program is aimed at maintaining the body at a functional level, restoring the energy potential of damaged organs, and rejuvenating.

Application: the first major wellness program, used daily in conjunction with the „Harmony“ program.

„Slimness“ program. Working time – 01: 01: 36.

Description: the program is aimed at eliminating psychosomatic causes that are factors in weight gain. Our subconscious mind can provoke overeating and, as a result, the deposition of extra pounds in response to psycho-emotional stress, which is caused by conflicts in the family, at work, household and emotional dissatisfaction. In addition, the program will be useful for people who want to gain weight, since it gives a feeling of inner calmness, quiet joy, which contributes to the process of proper food intake and its complete assimilation.

Application: if necessary, the program can be used daily in combination with the „DeVita Energy“ programs: „Relationship“, „Health“, „Harmony“.

„Relationship“ program. Working time – 01: 16: 11.

Description: used to harmonize relationships - in the family, between partners, friends, to resolve social problems. This program expands the possibilities of communication, mutual understanding, tolerance and love, helps to eliminate conflicts. Gives a sense of unity with the world. For introverts, it will be useful in order to release internal "clamps" and unleash creativity.

Application: if necessary, the program can be used daily in any combination with other „DeVita Energy“ programs.

„Longevity-5G“ program. Working time – 01: 15: 01.

Description: the program helps to maintain the general level of health at good values, contributes to the protection of DNA from the negative effects of electromagnetic radiation from household appliances, the Internet, etc. Adjusts the body according to its reference „sound“ (solfeggio frequency). As a result, the amount of vital energy, clarity of mind, consciousness increases, a mood for a healthy lifestyle appears, and creative abilities are activated.

Application: if necessary, the program can be used daily in combination with programs: „Health“, „Harmony“.

Attention! In the first days of the program, there may be: slight dizziness, nausea, drowsiness.

„Energy“ program. Working time – 00: 41: 12.

Description: the program energizes, gives strength for further development, has a healing effect, protects against bio- and geopathogenic factors.

Application: if necessary, the program can be used daily in any combination with other „DeVita Energy“ programs.

„Energy Pro“ program. Working time – 00: 09: 19.

Description: The program is aimed at restoring lost energy, increasing immunity and body tone. It helps to feel a burst of strength, increase the vital potential necessary for the realization of your desires.

Application: The program can be used daily in the morning and afternoon as needed.

„Anti age“ program. Working time – 03: 51: 05.

Description: To slow down aging, preserve youth and energy is a cherished dream of many people in different periods of history, from antiquity to the present day. To maintain a youthful face and body, women and men have resorted to various methods. „Anti age“ program is another, but the most modern method of rejuvenation, which starts the process of tissue regeneration, removal of toxins from cells, recovery of the body after 50 years of age. The program has an impact not only on the physical, but also on the psychological state, allowing you to feel young, active and confident for many years.

Application: The program can be used daily in combination with Health, Harmony, „Longevity-5G“ programs.

„Inner Peace“ program. Working time – 00: 25: 12.

Description: Due to various factors, actions or events of the present time, people are increasingly experiencing emotional tension, stress, accumulation of negative emotions, which negatively affects the state of health. The program helps to relieve mental tension, recover from stress, support emotional and physical well-being, give a sense of inner peace and harmony with the world.

Application: The program is used if necessary. In case of strong emotional tension, stress, it is allowed up to 5-7 repetitions in a row or alternation with the program “Harmony” until the improvement of well-being.

Recommendations for using the device „DeVita Energy“

The device is recommended for everyone who has to experience:

- The harmful effects of the city and the environment
- Physical and emotional fatigue
- Chronic fatigue syndrome
- Great physical activity
- Depression, stress, anxiety, irritability
- Dizziness, weakness, drowsiness

Effect after using the device „DeVita Energy“:

- Restores and enhances physiological performance
- Relieves psycho-emotional stress
- Removes psychosomatic blocks
- Charges with energy and positivity
- Launches the body's self-regulation functions
- Regulates drainage and detoxification functions of the body
- Reduces bio- and geopathogenic loads
- Protects against electromagnetic smog
- Rejuvenates

Conclusion

The Wellness concept – healthy eating, moderate exercise, fresh air, giving up bad habits – largely reduces the risk of various diseases. However, in the modern world it is not always possible to consistently adhere to this concept. This is especially true for megalopolises with their constant stress, fast-paced lifestyle and dysfunctional environment.

„DeVita Energy“ devices are designed to help the body restore lost energy, increase immunity and maintain vitality at a high level.

The higher the energy of a person, the better his health, the more potential and opportunities he has in order to create his life the way he wants.



Deta
Elis
Holding

Υγεία
Καινοτομίες
Άνθρωπος

Συσκευή για την ενίσχυση των
ατομικών αμυντικών μηχανισμών
και την αποκατάσταση της
ψυχοσωματικής ισορροπίας του
ανθρώπου

DeVita
Energy

Όνομασία συσκευής

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει ήπια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, παρόμοια με αυτή που εκπέμπουν τα φυσικά οργανικά συστήματα.

Προορίζεται για την ενίσχυση των προστατευτικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της φυσικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε φυσικά βιοσυστήματα. Η δράση της βασίζεται στη χρήση συχνοτήτων που ανέπτυξαν οι R. Rife, R. Voll, F. Morell.

Προσοχή! Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα άτομα με σωματική αναπηρία και διανοητική αναπηρία μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη κατάλληλου προσωπικού.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Συσκευή «DeVita Energy».....	1 τεμ.
Εγχειρίδιο/Οδηγίες χρήσης.....	1 τεμ.
Συσκευασία.....	1 τεμ.
USB-καλώδιο φόρτισης.....	1 τεμ.
Λουράκι για τον λαιμό.....	1 τεμ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Αριθμός προγραμμάτων.....	11
2. Εύρος συχνοτήτων σε Hz.....	0,1-15000
3. Σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, μεγαλύτερο από σε %	$\pm 0,003$
4. Ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης λειτουργίας σε ώρες.....	15
5. Τύπος πληκτρολογίου.....	αφής
6. Τύπος οθόνης, pixels.....	TFT 128x160
7. Τροφοδοσία:	
- Μπαταρία Li-Po 3,7B, ενσωματωμένη στη συσκευή, τεμάχια.....	1
8. Μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας σε ώρες.....	6
9. Διαστάσεις σε χιλιοστά.....	103x45x16

10. Βάρος σε κιλά.....	0,1
11. Μέση διάρκεια εργοστασιακής λειτουργίας σε έτη.....	5


Πληροφορίες ασφαλείας

Συσκευή:

- Ασφαλής χρήση
- Μη τοξική
- Δεν είναι εύφλεκτη
- Δεν είναι εκρηκτική
- Δεν αποτελεί πηγή επικίνδυνης ακτινοβολίας

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, οι συσκευές που ανήκουν στην 3η γενιά τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ασφαλές τροφοδοτικό χαμηλής τάσης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η ενσωματωμένη μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μετά τη λήξη του κύκλου ζωής της συσκευής και προτού την απορρίψετε, αφαιρέστε την μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς χώρους. 

Οδηγίες φροντίδας, αποθήκευσης και μεταφοράς

Η συσκευή, όταν αφαιρεθεί από τη συσκευασία, πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία από 10 έως 35 °C και σχετική υγρασία 80%.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τις επιπτώσεις των δραστικών χημικών ουσιών.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.


Προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις.

Φροντίστε να μην πέφτουν επάνω στη συσκευή άλλα αντικείμενα.

Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία της συσκευής για την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Περιγραφή της συσκευής


1. Κουμπί ON/OFF
2. Οθόνη
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Πλήκτρα πλοήγησης
5. Πλήκτρο επιλογής
6. Πλήκτρο επιστροφής
7. Κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED-λειτουργίας του προγράμματος




ΕΙΚ. 1

Λειτουργία συσκευής


Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ON/OFF **1**. Η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη για 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή του τελευταίου πατήματος κάποιου κουμπιού. Η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα με ένα πάτημα του κουμπιού ON/OFF **1**. Εάν η οθόνη σβήσει πριν εισαγάγετε τις απαραίτητες εντολές, πρέπει να την ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ON/OFF **1**.





Μετά το πάτημα του κουμπιού **1 ON/OFF** της συσκευής (εικ.1) η οθόνη ενεργοποιείται και μετά από 2 δευτ. η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία επιλογής προγράμματος.

 Για μετάβαση στο κεντρικό μενού της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.


Πλοήγηση στο κύριο μενού της συσκευής





Υπομενού «Ρυθμίσεις»

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ρυθμίσεις»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής


Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ρυθμίσεις».






Επιλογή γλώσσας



-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Γλώσσα»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Γλώσσα»





-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής
-  Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής




Προσοχή! Η προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής είναι η αγγλική. Μπορείτε να παραλείψετε το συγκεκριμένο βήμα, ένα είστε γνώστης της αγγλικής γλώσσας.




Ρύθμιση ήχου

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ήχος»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ήχος»


-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής
-  Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής

Εάν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», ο ήχος των πλήκτρων απενεργοποιείται.







Ρύθμιση ώρας

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Ώρα»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής





Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ώρα»


-  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για τη ρύθμιση της ώρας, των λεπτών και της μορφής αντίστοιχα
-  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιλέξετε το πλαίσιο «Ώρες», «Λεπτά» και «Μορφή»
-  Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής





Συσκευή


-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Συσκευή»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εργοστασιακός αριθμός της συσκευής και η έκδοση του λογισμικού.






Υπομενού «Προγράμματα»

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε «Προγράμματα»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής





Επιλογή προγράμματος


-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (πχ βλ. Αρμονία)
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Στην οθόνη θα εμφανιστεί το παράθυρο καθορισμού του αριθμού των κύκλων του προγράμματος.

-  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ορίσετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων λειτουργίας του προγράμματος
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής


Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτείται από την κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED εικ 1 (7) η οποία αναβοσβήνει.



Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού του τρέχοντος προγράμματος.


Το χρονόμετρο στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη






Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί ON/OFF **1**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού εκτέλεσης του προγράμματος

Διακοπή προγράμματος






Αν χρειαστεί να διακόψετε την εκτέλεση του προγράμματος

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Ναι»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής





Αν χρειαστεί να κάνετε παύση στη λειτουργία του προγράμματος

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Παύση»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής



Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού «Παύση»
Αν θέλετε να τερματίσετε την παύση

-  Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε την επιλογή «Ναι»
-  Πατήστε το πλήκτρο επιλογής

Εάν δεν πατήσετε την επιλογή «Ναι» στο ερώτημα «Τερματισμός παύσης;» η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 ώρα.



Προσοχή! Όταν η συσκευή βρίσκεται σε παύση, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED εικ 1 (7) θα αναβοσβήνει σε πιο αργό ρυθμό!


Χρήση της συσκευής κατά τη λειτουργία προγράμματος


Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος, τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά της στραμμένη προς το σώμα σας, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.

Φόρτιση συσκευής

Δείκτης στάθμης μπαταρίας

Η ένδειξη της φορτισμένης μπαταρίας επισημαίνεται με λευκό χρώμα. Εάν φαίνονται τρεις  ή δύο  εσωτερικές γραμμές, τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Η ένδειξη της χαμηλής μπαταρίας επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Εάν φαίνεται μόνο μία  εσωτερική γραμμή, τότε η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.



Η ένδειξη της αποφορτισμένης μπαταρίας επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Εάν δεν φαίνεται καμία εσωτερική γραμμή και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Φορτίστε την μπαταρία!», τότε η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Φόρτιση της μπαταρίας

Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης της μπαταρίας ή σε περίπτωση αποφόρτισης, συνδέστε το βύσμα micro-USB του καλωδίου στην υποδοχή φόρτισης εικ1 (3) και το βύσμα USB στη θύρα USB ενός ενεργοποιημένου υπολογιστή, ή σε εξωτερικό φορτιστή ισχύος 5V- 1A. Ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας θα αρχίσει να δείχνει τη διαδικασία φόρτισης.

Εγγύηση του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής «DeVita Energy», εφόσον και ο χρήστης τηρεί αυστηρά τις οδηγίες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς μέσω δικτύου λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση απουσίας της ημερομηνίας πώλησης και της σφραγίδας του πωλητή στο εγχειρίδιο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία παραγωγής της συσκευής από το εργοστάσιο του κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται δωρεάν επισκευή. Οι επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης πραγματοποιούνται στα εξουσιοδοτημένα, από τον κατασκευαστή, κέντρα εξυπηρέτησης. Η παράδοση της ελαττωματικής συσκευής στο χώρο επισκευής πραγματοποιείται με έξοδα του αγοραστή.

Σε περίπτωση παραβίασης των εξωτερικών καλυμμάτων της συσκευής ή / και απουσίας του πιστοποιητικού εγγύησης, δεν γίνεται δεκτή και δεν εκτελείται επισκευή εγγύησης.

Οι παρακάτω βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Ελαττώματα λόγω ακατάλληλης χρήσης,
- Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές φθορές,
- Παραβίαση των σφραγίδων ασφαλείας,
- Όταν υπάρχουν εξωτερικά ελαττώματα (ρωγμές, χτυπήματα κ.λπ.).

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα αντικατάστασης της ελαττωματικής συσκευής με μια καινούργια, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η συσκευή έχει επισκευαστεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης
- η συσκευή είναι μη επισκευάσιμη

Προσοχή! Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς ειδοποίηση, το σχεδιασμό της συσκευής και το λογισμικό χωρίς να επηρεάζονται τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά

Μεθοδολογία

Η ιδέα για την ύπαρξη ενέργειας στον οργανισμό και το γεγονός ότι η υγεία εξαρτάται από τη ροή της, εκφράστηκε για πρώτη φορά από αρχαίους ιατρούς της Κίνας, της Ινδίας και της Αιγύπτου. Σήμερα έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι κάθε όργανο εκπέμπει κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες. Οι δυσμενείς εξωτερικοί παράγοντες, η γεμάτη άγχος καθημερινή ζωή, οι κακές συνθήκες του περιβάλλοντος αποσυντονίζουν τους φυσιολογικούς ρυθμούς των συχνότητων, με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, η απάθεια και η χρόνια αϋπνία.

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει αρμονικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες εξισορροπούν τους βιοενεργειακούς δείκτες του ανθρώπινου οργανισμού, ενεργοποιούν τις λειτουργίες ρύθμισής του, που βασίζονται σε αντανακλαστικά φαινόμενα, και μειώνουν τις βιοπαθολογικές και γεωπαθητικές επιβαρύνσεις στον οργανισμό. Η συσκευή «DeVita Energy» δρα ήπια και με ασφάλεια στον οργανισμό χωρίς να καταστρέφει την ενεργειακή ισορροπία του, συνολικά ή μεμονωμένα.

Αυτή η μέθοδος επίδρασης στον οργανισμό βασίζεται στις ανακαλύψεις του Franz Morell, εφευρέτη της θεραπείας του βιοσυντονισμού. Τα 11 ειδικά προγράμματα ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης αποκαθιστούν και ενισχύουν τους φυσιολογικούς δείκτες, ανακουφίζουν από την ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση τονώνοντας τον οργανισμό με ενέργεια, χαρίζοντας καλή διάθεση και υγεία.

Προγράμματα «DeVita Energy»

Πρόγραμμα «Αφθονία». Χρόνος λειτουργίας – 02: 17: 14.

Περιγραφή: οι άνθρωποι έχουν πάντα ορισμένες περιοριστικές πεποιθήσεις, φόβους που δεν καθιστούν δυνατή την απόλαυση του οικονομικού πόρου ή τη σωστή διαχείριση του. Από αυτήν την άποψη, προκύπτουν φόβοι: ο φόβος της απώλειας και ο φόβος των χρημάτων (μπορούν επίσης να κλαπούν και αν αποκτηθούν εύκολα, τότε προκύπτει ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα ενοχής). Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν έντονη ένταση, άγχος και άλλες συναισθηματικές εμπειρίες που αντανακλώνται στο σώμα μας. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της στάσης απέναντι στα χρήματα, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες ενός ατόμου. Επιπλέον, επηρεάζει την αλλαγή στάσεων απέναντι σε υλικά αγαθά και συνεργασίες, προωθεί την αποκάλυψη δημιουργικών ικανοτήτων.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Συναισθηματική ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Αρμονία». Χρόνος λειτουργίας – 02: 19: 45.

Περιγραφή: το πρόγραμμα έχει ευεργετική επίδραση στο νευρικό σύστημα, εξισορροπεί την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση, βοηθά στην άρση των κρυφών περιορισμών, των υποσυνείδητων αρνητικών πεποιθήσεων, των φόβων. Βοηθά στη βελτίωση του ύπνου, στην απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού, το οποίο σας επιτρέπει να επιτύχετε τους στόχους με τον καλύτερο τρόπο, δίνει θετική ενέργεια.

Εφαρμογή: το δεύτερο βασικό πρόγραμμα ευεξίας, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Υγεία».

Πρόγραμμα «Προστασία». Χρόνος λειτουργίας – 01: 42: 01.

Περιγραφή: δουλεύοντας με ανθρώπους, μπορεί συχνά να αντιμετωπίσετε αρνητικά συναισθήματα: πονοκέφαλος, επιθετικότητα, κατάθλιψη, απώλεια όρεξης, προβλήματα με σχέσεις κ.λπ. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε λειτουργικές διαταραχές.

Το πρόγραμμα δημιουργεί μια εξαιρετική ασπίδα κατά της αρνητικής ενέργειας και δεν επιτρέπει να βλάψει την υγεία και τη διάθεση σας.

Είναι χρήσιμο για άτομα των οποίων οι ειδικότητες σχετίζονται με την εργασία σε μεγάλες ομάδες (γιατροί, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).

Εφαρμογή: το πρόγραμμα χρησιμοποιείται, εάν είναι απαραίτητο.

Πρόγραμμα «Υγεία». Χρόνος λειτουργίας – 02: 59: 23.

Περιγραφή: το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση του σώματος σε λειτουργικό επίπεδο, την αποκατάσταση του ενεργειακού δυναμικού των κατεστραμμένων οργάνων και την αναζωογόνηση.

Εφαρμογή: το πρώτο βασικό πρόγραμμα ευεξίας, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Σιλουέτα». Χρόνος λειτουργίας – 01: 01: 36.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξάλειψη ψυχοσωματικών αιτιών που είναι παράγοντες αύξησης βάρους. Το υποσυνείδητο μυαλό μας μπορεί να προκαλέσει υπερκατανάλωση τροφής και, ως αποτέλεσμα, την απόθεση επιπλέον κιλών σε απάντηση στο ψυχο-συναισθηματικό άγχος, που προκαλείται από συγκρούσεις στην οικογένεια, στην εργασία, στο σπίτι και στη συναισθηματική

δυσaráσκεια. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα είναι χρήσιμο για άτομα που θέλουν να αυξήσουν το βάρος τους, καθώς δίνει μια αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας, χαράς, η οποία συμβάλλει στη διαδικασία της σωστής πρόσληψης τροφής και της πλήρους αφομοίωσής της.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Συναισθηματική ισορροπία», «Υγεία», «Αρμονία».

Πρόγραμμα «Μακροζωία-5G». Χρόνος λειτουργίας – 01: 15: 01.

Περιγραφή: το πρόγραμμα συμβάλλει στη διατήρηση του γενικού επιπέδου υγείας σε καλά επίπεδα, βοηθά στην προστασία του DNA από τις αρνητικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από οικιακές συσκευές, το δίκτυο Διαδικτύου 5G κλπ. Ως αποτέλεσμα, η ποσότητα της ζωτικής ενέργειας, η διαύγεια του μυαλού, η συνείδηση αυξάνεται, η διάθεση για υγιεινό τρόπο ζωής και οι δημιουργικές ικανότητες ενεργοποιούνται.

Εφαρμογή: εάν απαιτείται, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε συνδυασμό με τα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy»: «Υγεία», «Αρμονία».

Προσοχή! Τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του προγράμματος, μπορεί να υπάρχει: ελαφρά ζάλη, ναυτία, υπνηλία.

Πρόγραμμα «Συναισθηματική ισορροπία». Χρόνος λειτουργίας – 01: 16: 11.

Περιγραφή: χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση των σχέσεων - στην οικογένεια, μεταξύ συντρόφων, φίλων, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό το πρόγραμμα διευρύνει τις ευκαιρίες για επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και αγάπη, βοηθά στην εξάλειψη των συγκρούσεων. Δίνει μια αίσθηση ενότητας με τον κόσμο. Για τους εσωστρεφείς, θα είναι χρήσιμο για την απελευθέρωση εσωτερικών «φραγμών» και για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας.

Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με άλλα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy».

Πρόγραμμα «Ενέργεια». Χρόνος λειτουργίας – 00: 41: 12.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τον οργανισμό, δίνει δύναμη, έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα, προστατεύει από βιο- και γεωπαθογόνους παράγοντες.

Εφαρμογή: εάν είναι απαραίτητο, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε οποιονδήποτε συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα της συσκευής «DeVita Energy».

Πρόγραμμα «Energy Pro». Χρόνος λειτουργίας – 00: 09: 19.

Περιγραφή: Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποκατάσταση της χαμένης ενέργειας, στην αύξηση της ανοσίας και του σωματικού τόνου. Βοηθά να νιώσετε μια έκρηξη δύναμης, να αυξήσετε την ζωτικότητα που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των επιθυμιών σας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση το πρωί και το απόγευμα ανάλογα με τις ανάγκες.

Πρόγραμμα «Αντι-γήρανση». Χρόνος λειτουργίας – 03: 51: 05.

Περιγραφή: Η επιβράδυνση της γήρανσης, η διατήρηση της νεότητας και της ενέργειας είναι το αγαπημένο όνειρο πολλών ανθρώπων σε διάφορες ιστορικές περιόδους, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να διατηρήσουν ένα νεανικό πρόσωπο και σώμα, γυναίκες και άνδρες καταφεύγουν σε διάφορες μεθόδους. Το πρόγραμμα «Αντι-γήρανση» είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος αναζωογόνησης, η οποία ξεκινά τη διαδικασία της αναγέννησης των ιστών, της κυτταρικής αποτοξίνωσης της ανάκαμψης του οργανισμού μετά την ηλικία των 50 ετών. Το πρόγραμμα επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχολογική κατάσταση, επιτρέποντάς σας να αισθανέστε νέοι, δραστήριοι και με αυτοπεποίθηση για πολλά χρόνια.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση σε συνδυασμό με τα προγράμματα «Υγεία», «Αρμονία», «Μακροζωία-5G».

Πρόγραμμα «Γαλήνη». Χρόνος λειτουργίας – 00: 25: 12.

Περιγραφή: Λόγω διαφόρων παραγόντων, ενεργειών ή γεγονότων της σημερινής εποχής, οι άνθρωποι βιώνουν όλο και περισσότερο συναισθηματική ένταση, άγχος, συσσώρευση αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την υγεία τους. Το πρόγραμμα βοηθά στην ανακούφιση από την ψυχική ένταση, στην ανάκαμψη από το στρες, στην υποστήριξη της συναισθηματικής και σωματικής ευεξίας, στην αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και αρμονίας με τον κόσμο.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περίπτωση έντονης συναισθηματικής έντασης, στρες, είναι δυνατόν να εκτελέσετε έως και 5-7 επαναλήψεις στη σειρά ή να εναλλάσσετε με το πρόγραμμα «Αρμονία» μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής «DeVita Energy»

Η συσκευή συνιστάται για όλους όσους βιώνουν:

- Επιβλαβείς επιπτώσεις της πόλης και του περιβάλλοντος
- Σωματική και συναισθηματική κόπωση
- Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
- Μεγάλη σωματική δραστηριότητα
- Κατάθλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα
- Ζάλη, αδυναμία, υπνηλία

Αποτελέσματα μετά τη χρήση της συσκευής «DeVita Energy»:

- Αποκαθιστά και ενισχύει τη φυσιολογική απόδοση
- Ανακουφίζει το ψυχο-συναισθηματικό άγχος
- Αφαιρεί τους ψυχοσωματικούς περιορισμούς
- Φορτίζει με ενέργεια και θετικότητα
- Ξεκινά τις λειτουργίες αυτορρύθμισης του οργανισμού
- Ρυθμίζει τις λειτουργίες αποτοξίνωσης του οργανισμού
- Μειώνει τα βιο- και γεωπαθογόνα φορτία
- Προστατεύει από την ηλεκτρομαγνητική αιθαλομίχλη
- Αναζωογονεί

Συμπέρασμα

Η έννοια Wellness, δηλαδή η σωστή διατροφή, η καλή σωματική άσκηση, ο καθαρός αέρας, η εξάλειψη κακών συνθηκών, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πολλών ασθενειών. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι πάντα εφικτό να ακολουθεί κανείς έναν τέτοιο τρόπο ζωής και ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις με το μόνιμο άγχος, το φιλόδοξο τρόπο ζωής και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι συσκευές «DeVita Energy» δημιουργήθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τον οργανισμό στην αποκατάσταση της χαμένης ενέργειας, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην τόνωση της ψυχικής υγείας.

Όσο υψηλότερα τα επίπεδα της ενέργειας στον άνθρωπο κι όσο καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να χτίσει τη ζωή του όπως την επιθυμεί.



Deta
Elis
Holding

Santé
Innovation
Être Humain

Un appareil de bien-être pour
améliorer les défenses de nos
corps et corriger le rayonnement
électromagnétique
naturel des bio-système

DeVita
Energy

Objectif de l'appareil

L'appareil "DeVita Energy" est un générateur de faible rayonnement électromagnétique, identique au rayonnement des systèmes organiques naturels.

Il est conçu pour renforcer vos propres systèmes de protection et corriger les radiations électro-magnétiques naturelles des biosystèmes naturels. Le principe de l'action corrective est basé sur l'utilisation des fréquences selon les méthodes de R. Rife, R. Voll, F. Morrel.

Attention! L'appareil peut être utilisé par les enfants uniquement sous la surveillance d'un adulte. Il est interdit de laisser l'appareil à la portée des enfants. Les personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle peuvent utiliser l'appareil que sous la supervision du personnel approprié.

Contenu de la boîte

L'appareil "Devita Energy".....	1 pc.
Passeport/Manuel de l'utilisateur	1 pc.
Package.....	1 pc.
Câble de charge USB	1 pc.
Lanière tour de cou	1 pc.

Caractéristiques techniques

1. Nombre de programmes.....	11
2. Bande de fréquence, Hz.....	0,1-15000
3. L'erreur de réglage de la fréquence n'est pas supérieure à.....	$\pm 0,003$
4. Durée de de fonctionnement continu pas moins, heures.....	15
5. Type de clavier	tactile
6. Type d'écran.....	TFT 128x160
7. Alimentation électrique: Batterie Li-Pol 3,7V, intégrée, pc.....	1
8. Durée de charge maximale, heures.....	6
9. Dimensions globales n'est pas supérieure à, mm.....	103x45x16
10. Poids de l'appareil ne dépasse pas, kg.....	0,1
11. La durée de vie moyenne n'est pas inférieure à, ans.....	5


Informations de sécurité

L'appareil est:

- Utilisation sans risque;
- Non toxique;
- Non inflammable;
- Non explosive;
- N'est pas une source de rayonnement nuisible à la santé.

Lors du chargement de la batterie, les appareils de classe III doivent être alimentés par un adaptateur de réseau basse tension exclusivement sécurisé.

Protection de l'environnement

La batterie intégrée contient des substances nocives pour l'environnement. La batterie doit être retirée à la fin de sa durée de vie et avant d'être mise au rebut. La batterie doit être mise au rebut dans un centre de recyclage agréé. 

Règles d'entretien, stockage et du transport

L'appareil sans emballage doit être stocké dans une pièce à une température entre 10 et 35°C et une humidité qui ne dépasse pas 80%.

L'appareil doit être protégé du contact direct avec l'humidité et les produits chimiques actifs.

Ne démontez pas l'appareil.

Évitez de faire tomber l'appareil.

Ne laissez pas tomber d'autres objets sur l'appareil.

Nous recommandons de conserver les emballages pendant la période de garantie

Description de l'appareil

1. Bouton on/off de l'appareil
2. Écran
3. Port de recharge
4. Boutons de navigation
5. Bouton de confirmation
6. Bouton de retour
7. LED de progression du programme





Fig. 1

Utilisation de l'appareil

Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche **1**. Le temps de luminosité de l'écran est de 15 secondes après la dernière pression sur une touche. L'écran peut être éteint avant ce temps en appuyant à nouveau sur la touche **1**. L'écran s'éteint avant que vous ne puissiez entrer les commandes souhaitées, il faut l'allumer en appuyant sur la touche **1**.




Après avoir appuyé sur le bouton ① On/Off (Fig.1) vous verrez l'image de démarrage, et après 2 seconde l'appareil entre automatiquement dans le mode de sélection du programme.



Appuyez sur la touche Retour pour revenir au mode de configuration de l'appareil.

Utilisation de l'appareil en mode "Paramètres"



Sous-menu "Paramètres"




Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le sous-menu "Paramètres"



Appuyez sur la touche de sélection des options

L'écran affiche le sous-menu "Paramètres"



Sélection de langue




Utilisez les touches de navigation pour sélectionner "Langue"



Appuyez sur la touche de confirmation.

L'écran affiche le sous-menu "Langue".





Choisissez la langue préférée avec les touches de navigation





Appuyez sur la touche de navigation.






Pour passer au mode de configuration de l'appareil, appuyez sur la touche retour.





Réglages du son

-  Utilisez les touches de navigation pour sélectionner "Son"
-  Appuyez sur la touche de sélection



L'écran affiche le sous-menu "Son".

-  Utilisez les touches de navigation pour sélectionner "On" ou "Off"
-  Appuyez sur la touche de confirmation
-  Pour revenir au sous-menu "Paramètres", appuyez sur la touche de retour




La sélection de «Off» désactive l'effet sonore des touches.




Réglages du temps

-  Utilisez les touches de navigation pour sélectionner "Temps"
-  Appuyez sur la touche de confirmation

L'écran affiche le sous-menu "Temps"


-  Avec le bouton de confirmation, choisissez entre "Heures" et "Minutes"
-  Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches de navigation
-  Pour revenir au sous-menu "Paramètres", appuyez sur la touche de retour





Appareil


-  Utilisez les touches de navigation pour sélectionner "Appareil"
-  Appuyez sur la touche de confirmation

Le numéro de série de votre appareil et la version du logiciel s'affichent sur l'écran.






Sous-menu "programmes"

-  Utilisez les touches de navigation pour sélectionner "Programmes"
-  Appuyez sur la touche de confirmation





Sélection des programmes

-  Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le programme désiré
-  Appuyez sur la touche de confirmation



L'écran de réglage des cycles s'affiche sur l'écran

-  Utilisez les touches de navigation pour régler le nombre souhaité de cycles du programme
-  Appuyez sur la touche de confirmation

Le programme va démarrer, ce qui sera indiqué par le clignotement de la LED rouge sous le logo de l'appareil.




Le sous-menu du programme en cours apparaît sur l'écran.

La temporisation en haut de l'écran indique le temps restant jusqu'à la fin du programme.



Informations sur le programme en cours d'exécution


Si vous voulez obtenir des informations sur l'exécution du programme lorsque l'écran est éteint appuyez sur la touche **1 On/Off** (fig.1) et le sous-menu d'exécution du programme en cours apparaîtra sur l'écran





Interruption du programme


En cas de nécessité d'interrompre l'exécution du programme


-  Choisissez "Oui" avec les boutons de navigation
-  Appuyez sur la touche de confirmation



En cas de nécessité de faire une pause pendant l'exécution du programme

-  Choisissez "Pause" avec les boutons de navigation
-  Appuyez sur la touche de confirmation





Le sous-menu "Pause" s'affiche sur l'écran.

En cas de nécessité de quitter la pause



Utilisez les touches fléchées pour sélectionner "Oui"



Pour sélectionner "Programmes"
Appuyez sur la touche de confirmation



Si vous n'appuyez pas sur la touche "Oui" de l'option "Quitter la pause?" l'appareil s'éteint automatiquement après 1 heure.

Utilisation de l'appareil avec le programme lancé

Juste après le lancement du programme, placez la face arrière l'appareil orienté vers votre corps, par exemple dans votre poche.

Chargement de l'appareil

Indicateur de la charge de la batterie

Si l'indicateur de la batterie est de couleur blanche et que deux  ou trois  secteurs internes sont actifs donc votre batterie est chargée.

Si l'indicateur de la batterie est de couleur rouge, et qu'un  secteur interne est actif votre batterie est faible.



En cas de faible charge ou de décharge complète de la batterie, connectez le connecteur micro-USB du câble au port de charge, et le connecteur USB au port USB de l'ordinateur. L'indicateur de la batterie commence à signaler le processus de charge.

Comment charger la batterie?

En cas de faible charge ou du déchargement complet de la batterie, connectez le câble micro-USB au port de charge, et le connecteur USB au port USB de l'ordinateur. L'indicateur de batterie commence à signaler le processus de charge.

Garanties du fabricant

Le fabricant garantit que l'appareil "DeVita Energy" est conforme aux spécifications techniques à condition que l'utilisateur respecte les règles d'utilisation, de transport et de stockage.

La période de garantie de l'appareil est de 24 mois à compter de la date de vente via le réseau de vente en détail.

Si la date de vente et le cachet de l'organisation commerciale ne figurent pas sur le passeport, la période de garantie est calculée à partir de la date de délivrance de l'appareil par le fabricant.

Pendant la période de garantie, le propriétaire a le droit à une réparation gratuite. La réparation sous garantie est effectuée sur le territoire de l'entreprise fabricante. La Livraison de l'appareil défectueux au lieu de la réparation est à la charge de l'acheteur.

Si le boîtier de l'appareil est endommagé et/ou la carte de garantie est manquante, aucune réclamation ne sera acceptée et les réparations sous garantie ne seront pas effectuées.

La garantie ne couvre pas les défauts suivants:

- Des défauts dus à une utilisation incorrecte;
- Des défauts causés par des catastrophes naturelles;
- Une fois les plombs de sécurité sont brisés;
- En présence de dommages mécaniques (fissures, rayures, etc.).

Le client a le droit de remplacer l'appareil défectueux par un nouvel appareil pendant la période de garantie dans les cas suivants:

- En cas de réparation de l'appareil pour la quatrième fois
- L'appareil ne peut pas être réparé

Attention! Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis la conception de l'appareil et le logiciel sans dégrader les performances existantes.

Recommandations méthodologiques

l'idée de la présence d'énergie dans le corps humain et de la dépendance de la santé de sa circulation a été exprimée pour la première fois, par les anciens soigneurs de Chine, d'Inde et d'Égypte. Il est désormais scientifiquement prouvé que chaque organe humain émet certaines fréquences. Sous l'influence de facteurs externes défavorables, d'une vie moderne stressante et d'une mauvaise écologie, ses fréquences s'écartent de leurs paramètres naturels, ce qui entraîne une dépression, apathie et une insomnie chronique. L'appareil "DeVita Energy" émet des fréquences électromagnétiques harmonieuses, qui alignent les indicateurs bio-énergétiques de la personne, déclenchent les fonctions de régulation de l'organisme, sur la base de phénomènes de résonance, qui réduisent les charges bio- et géopathogènes. "DeVita Energy" a un effet doux et efficace sur le corps humain, sans perturber son équilibre énergétique, que ce soit de manière générale ou locale. Cette méthode de traitement est basée sur les recherches de Franz Morel, l'auteur de la thérapie par biorésonance. Les 8 programmes de rayonnement électromagnétique correctement créés, restaurent et renforcent les paramètres physiologiques, soulagent le stress psycho-émotionnel, donnent de l'énergie, de la bonne humeur et un sentiment de bien-être, harmonisent le corps humain à tous les niveaux.

Les Programmes de "Devita Energy"

Programme "Abondance" Temps d'exécution – 02: 17: 14.

Description: Les gens ont toujours des croyances limitatives et des peurs qui ne leur permettent pas de profiter d'une ressource monétaire ou de les utiliser correctement. Cela entraîne la peur de perdre ou d'avoir de l'argent (il peut aussi être volé, et s'il est facile à obtenir, il y a un complexe de culpabilité). Cela peut provoquer de fortes tensions, de l'anxiété et d'autres sentiments émotionnels, qui se reflètent sur l'état de notre corps. Le programme contribue à harmoniser les attitudes à l'égard de l'argent, quelle que soit la situation financière d'une personne. En outre, il influence les changements d'attitude à l'égard des biens matériels et des partenariats, contribue à la révélation des capacités créatives.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement selon les besoins en combinaison avec les programmes: "Relations", "Santé", et "Harmonie".

Programme “Harmonie” Temps d’exécution – 02: 19: 45.

Description: Le programme a un effet bénéfique sur le système nerveux, équilibre l'état psycho-émotionnel, aide à éliminer les blocages latents, les croyances négatives subconscientes et les peurs. Favorise un meilleur sommeil, libère tout votre potentiel pour atteindre vos objectifs de la meilleure façon possible, vous met sur la voie du positif.

Application: le deuxième programme principal de bien-être, utilisé quotidiennement en combinaison avec le programme “Santé”.

Programme “Protection” Temps d’exécution – 01: 42: 01.

Description: Le travail avec les gens peut souvent entraîner des sentiments négatifs: maux de tête, agressivité, dépression, perte d'appétit, discorde dans les relations entre partenaires, etc. Cela peut également entraîner des troubles fonctionnels.

Le programme crée une excellente barrière contre l'énergie négative et l'empêche de nuire à la santé et à l'humeur. Il est très utile pour les personnes dont la profession est liée au travail en grande équipe et sur le lieu de travail (médecins, formateurs, enseignants, psychologues, travailleurs sociaux).

Application: le programme est utilisé selon les besoins.

Programme «Santé». Temps d’exécution – 02: 59: 23.

Description: Le programme vise à maintenir le fonctionnement du corps à un niveau fonctionnel, restaurer le potentiel énergétique des organes endommagés, et favorise le processus de rajeunissement.

Application: le premier programme principal de bien-être, utilisé quotidiennement en combinaison avec le programme “Harmonie”.

Programme “Minceur” Temps d’exécution – 01: 01: 36.

Description: Le programme vise à éliminer les causes psychosomatiques qui sont des facteurs de prise de poids. Notre subconscient peut provoquer une suralimentation et, par conséquent, un dépôt de kilos supplémentaires en réponse à un stress psycho-émotionnel, qui est dû à des conflits dans la famille, au travail, et à une insatisfaction au sein de la famille et sur le plan émotionnel. En outre, le programme sera utile aux personnes qui veulent perdre du poids, car il donne un sentiment de paix intérieure, de calme et de joie, ce qui contribue au processus d'une bonne alimentation et à une digestion complète.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement selon les besoins en combinaison avec les programmes de “Devita Energy”: “Relations”, “Santé”, et “Harmonie”.

Programme “Longévité-5G” Temps d’exécution – 01: 15: 01.

Description: Le programme aide à maintenir un bon niveau de santé, contribue à la protection de l’ADN contre les effets négatifs des rayonnements électromagnétiques des appareils ménagers, des réseaux Internet, etc. Ajuste le corps en fonction de sa référence “sonore” (fréquences du solfège). En conséquence, la quantité d’énergie vitale, la clarté d’esprit, la conscience, et l’humeur augmentent, un mode de vie sain apparaît, et les capacités créatives seront activées.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement selon les besoins en combinaison avec programmes: “Santé” et “Harmonie”.

Attention! Pendant les premiers jours du programme, il peut y avoir: des vertiges, des nausées, et la somnolence.

Programme “Relation” Temps d’exécution – 01: 16: 11.

Description: le programme est utilisé pour harmoniser les relations dans la famille, entre partenaires, entre amis, pour résoudre les problèmes sociaux. Ce programme favorise la communication, la compréhension, la tolérance, l’amour, et contribue à l’élimination des conflits. Donne un sentiment d’unité avec le monde. Pour les introvertis, il sera utile de supprimer les “blocages” internes et de libérer le potentiel créatif.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement selon les besoins en combinaison avec les autres programmes de “DeVita Energy”.

Programme “Énergie” Temps d’exécution – 00: 41: 12.

Description: Le programme donne de l’énergie, donne la force pour avancer, a un effet revitalisant, et protège contre les facteurs bio- et géopathogènes.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement selon les besoins en combinaison avec les autres programmes de “DeVita Energy”.

Programme “Energy pro” Temps d’exécution – 00: 09: 19.

Description: Le programme vise à restaurer l’énergie perdue, à augmenter l’immunité et le tonus corporel. Aide à ressentir un souffle de force, à augmenter le potentiel vital nécessaire à la réalisation de ses souhaits.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement le matin et l’après-midi selon les besoins.

Programme “Anti-âge” Temps d’exécution – 3: 51: 05.

Description: Ralentir le vieillissement, préserver la jeunesse et l’énergie est un rêve cher à de nombreuses personnes à différentes périodes de l’histoire, de

l'Antiquité à nos jours. Les femmes et les hommes ont recours à diverses méthodes pour conserver un visage et un corps jeunes. Le programme «Anti-âge» est une autre méthode de rajeunissement, mais la plus moderne, qui lance le processus de régénération des tissus, d'élimination des toxines des cellules et de récupération du corps après 50 ans. Le programme a un impact non seulement sur l'état physique mais aussi sur l'état psychologique, ce qui vous permet de vous sentir jeune, actif et confiant pendant de nombreuses années.

Application: Le programme peut être utilisé quotidiennement en combinaison avec les programmes Santé, Harmonie, Longévité- 5G.

Programme “Tranquillité” Temps d'exécution – 00: 25: 12.

Description: En raison de divers facteurs, actions ou événements actuels, les gens ressentent de plus en plus de tension émotionnelle, de stress, d'accumulation d'émotions négatives, ce qui affecte négativement l'état de santé. Le programme aide à soulager les tensions mentales, à se remettre du stress, à favoriser le bien-être émotionnel et physique, à donner un sentiment de tranquillité intérieure et d'harmonie avec le monde.

Application: Le programme est utilisé selon les besoins. En cas de forte tension émotionnelle, de stress, il est possible d'effectuer jusqu'à 5-7 répétitions consécutives ou d'alterner avec le programme Harmonie jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.

Recommandations pour l'utilisation de "DeVita Energy"

L'appareil est recommandé pour toute personne qui doit faire face à:

- Impacts négatifs de la ville et de l'environnement.
- Fatigue physique et émotionnelle.
- Syndrome de fatigue chronique.
- Activité physique intense.
- Dépression, stress, anxiété, et irritabilité.
- Étourdissements, faiblesse, et somnolence.

Effet après utilisation de "DeVita Energy":

- Restaure et améliore les indicateurs physiologiques.
- Soulage les tensions psycho-émotionnelles.
- Élimine les blocages psychosomatiques.
- Charge avec l'énergie et la positivité.
- Déclenche les fonctions d'autorégulation de l'organisme.
- Régularise les fonctions de drainage et de détoxification de l'organisme.
- Réduit les charges bio- et géopathogènes.
- Protège contre brouillard électromagnétique.
- Rajeunisse.

Conclusion

Le concept de bien-être, une alimentation saine, une activité physique modérée, l'air frais, et le rejet des mauvaises habitudes réduit considérablement le risque de diverses maladies. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas toujours possible d'adhérer à ce concept d'une manière cohérente. Cela est vrai en particulier dans les mégapoles, où le stress est permanent, le mode de vie rapide et l'environnement malsain.

Les appareils "DeVita Energy" sont conçus pour aider le corps à retrouver l'énergie perdue, à renforcer l'immunité et à maintenir la vitalité à un niveau élevé.

Plus l'énergie est élevée, plus la santé est bonne, plus le potentiel et le pouvoir de créer la vie que l'on souhaite sont importants.



Deta
Elis
Holding
Здоровье
Инновации
Человек

Устройство для усиления
собственных защитных сил
и корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita
Energy

Назначение устройства

Устройство «DeVita Energy» является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем.

Предназначено для усиления собственных защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот по методам Р. Райфа, Р. Фолля, Ф. Морреля.

Внимание! Устройство может использоваться детьми только под присмотром взрослых. Детям запрещено играть с устройством. Лица с ограниченными физическими возможностями и умственными нарушениями могут использовать устройство только под присмотром соответствующего персонала.

Комплектность

Устройство «DeVita Energy».....	1 шт.
Паспорт/инструкция по применению.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
USB-кабель для зарядки.....	1 шт.
Шнурок на шею.....	1 шт.

Технические характеристики

1. Количество программ.....	11
2. Диапазон частот, Гц.....	0,1-15000
3. Погрешность установки частоты не более, %.....	±0,003
4. Время непрерывной работы не менее, час.....	15
5. Тип клавиатуры.....	сенсорная
6. Тип дисплея.....	TFT 128x160
7. Питание:	
- аккумулятор Li-Pol 3,7В, встроенный в устройство, шт.....	1
8. Максимальное время зарядки аккумулятора, час.....	6

9. Габаритные размеры не более, мм.....	103x45x16
10. Масса прибора не более, кг.....	0,1
11. Средний срок службы не менее, лет.....	5


Информация о безопасности

Устройство:

- безопасно в использовании;
- не токсично;
- не является легковоспламеняющимся;
- не взрывоопасно;
- не является источником опасных для здоровья излучений.

При зарядке аккумулятора устройства класса III должны питаться от сетевого адаптера исключительно безопасного низковольтного напряжения.

Защита окружающей среды

Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы устройства и перед тем как передать его на утилизацию аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специальных пунктах. 

Правила ухода, хранения и транспортировки

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре от 10 до 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Устройство должно быть защищено от прямого попадания влаги и действия активных химических веществ.

Не разбирайте устройство.

Не допускайте падения устройства.

Не допускайте падения на устройство других предметов.

Рекомендуем сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока

Описание устройства

1. Кнопка включения/выключения устройства
2. Дисплей
3. Гнездо зарядки
4. Клавиши перемещения
5. Клавиша выбора опции
6. Клавиша возврата
7. Светодиод выполнения программы





Рис. 1

Работа с устройством

Для включения устройства нажмите кнопку **1**. Время подсвечивания дисплея составляет 15 сек с момента нажатия последней клавиши. Дисплей можно отключить раньше этого времени повторным нажатием кнопки **1**. В случае если дисплей погас до того, как вы ввели нужные команды, его необходимо включить повторным нажатием кнопки **1**.




После нажатия кнопки **1** включения/выключения устройства (Рис.1) на дисплее появится заставка, а через 2 сек. устройство автоматически выйдет в режим выбора программ.



Для перехода в режим настройки прибора необходимо нажать клавишу возврата.

Работа в режиме настройки прибора



Подменю «Настройки»




Клавишами перемещения выберите пункт «Настройки»



Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Настройки»



Выбор языка




Клавишами перемещения выберите пункт «Язык»



Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Язык»





Клавишами перемещения выберите нужный язык





Нажмите клавишу выбора опции





Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата






При выборе пункта «Выкл.» звуковое сопровождение нажатия клавиш отключается.





Настройка звука

-  Клавишами перемещения выберите пункт «Звук»
-  Нажмите клавишу выбора опции




На дисплее появится подменю «Звук»


-  Клавишами перемещения выберите пункт «Вкл.» или «Выкл.»
-  Нажмите клавишу выбора опции
-  Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата

Настройка времени



-  Клавишами перемещения выберите пункт «Время»
-  Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится подменю «Время»


-  Клавишей выбора опции выберите окно «Часы», «Минуты».
-  Клавишами перемещения установите необходимые часы, минуты.
-  Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата





Об устройстве


-  Клавишами перемещения выберите пункт «Об устройстве»
-  Нажмите клавишу выбора опции

На дисплее появится номер вашего устройства и версия программы.






Подменю «Программы»

-  Клавишами перемещения выберите пункт «Программы»
-  Нажмите клавишу выбора опции





Выбор программы


-  Клавишами перемещения выберите необходимую для работы программу
-  Нажмите клавишу выбора опции



На дисплее появится окно установки количества циклов выполнения программы.


-  Клавишами перемещения установите необходимое количество циклов работы программы
-  Нажмите клавишу выбора опции

Программа запустится, о чем будет сигнализировать мигание красного светодиода под логотипом на панели устройства.




На дисплее появится подменю выполнения текущей программы

Таймер в верхней части дисплея отображает время, оставшееся до конца выполнения программы.





Информация о выполнении программы


При необходимости получения информации о выполнении программы при выключенном экране нажмите кнопку **1** включения/выключения устройства (Рис. 1) и на дисплее появится подменю выполнения текущей программы





Прерывание программы


Если необходимо прервать выполнение программы

-  Клавишами перемещения выберите пункт «Да»
-  Нажмите клавишу выбора опции



Если необходимо сделать паузу при выполнении программы

-  Клавишами перемещения выберите пункт «Пауза»
-  Нажмите клавишу выбора опции



На дисплее появится подменю «Пауза»

Если необходимо выйти из паузы



Клавишами перемещения выберите пункт «Да»



Нажмите клавишу выбора опции



Если не нажимать кнопку «Да» опции «Выйти из паузы?» прибор автоматически выключится через 1 час.


Пользование устройством в режиме работы программы


Сразу же после запуска программы расположите устройство тыльной стороной к телу, например, в кармане.

Зарядка устройства

Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен белым цветом. Активны три  или два  внутренних сектора индикатора – аккумулятор заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, активен один  внутренний сектор индикатора – заряд аккумулятора на исходе.



Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, ни один из внутренних секторов индикатора не активен, на дисплее высвечивается надпись «Зарядите батарею!» – аккумулятор разряжен полностью.

Зарядка аккумулятора

В случае малой зарядки или полной разрядки аккумулятора подсоедините разъем micro-USB кабеля к гнезду зарядки, а разъем USB – к USB порту работающего компьютера. Индикатор заряда аккумулятора начнет сигнализировать о процессе зарядки.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства «DeVita Energy» техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в паспорте, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного устройства к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.

При нарушении сохранности корпуса устройства и/или при отсутствии гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;
- при нарушении сохранности пломб;
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов и др.).

Покупатель имеет право заменить неисправный прибор на новый в течение гарантийного срока в следующих случаях:

- при ремонте устройства в четвертый раз
- прибор не подлежит ремонту

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию прибора и программное обеспечение без ухудшения существующих характеристик.

Методические рекомендации

Впервые мысль о наличии в организме человека энергии и зависимости здоровья от ее циркуляции была высказана древними врачевателями Китая, Индии, Египта. Сегодня научно доказано, что каждый орган человека излучает определенные частоты. Под действием неблагоприятных внешних факторов, полной стрессов современной жизни, плохой экологии его частоты отклоняются от своих естественных параметров, в результате чего возникает депрессия, апатия, хроническая бессонница.

Устройство «DeVita Energy» излучает гармоничные электромагнитные частоты, которые выравнивают биоэнергетические показатели человека, запускают функции регуляции организма, основанные на резонансных явлениях, снижают био- и геопатогенные нагрузки. «DeVita Energy» мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушая его энергоравновесие ни в целом, ни локально.

Этот способ воздействия на организм основан на разработках Франца Мореля – автора метода биорезонансной терапии. Правильно созданные 11 программ электромагнитного воздействия восстанавливают и усиливают физиологические показатели, снимают психоэмоциональное напряжение, заряжают энергией, дарят хорошее настроение и прекрасное самочувствие, гармонизируют человека на всех уровнях его бытия.

Программы «DeVita Energy»

Программа «Изобилие». Время работы – 02:17:14.

Описание: у людей всегда присутствуют те или иные ограничивающие убеждения, страхи, которые не дают возможности насладиться денежным ресурсом или правильно им распорядиться. В связи с этим возникают страхи: страх потерять и страх иметь деньги (их также могут украсть, а если они достаются легко, то возникает некий комплекс вины). Все это может вызывать сильное напряжение, тревожность и другие эмоциональные переживания, которые отражаются на нашем теле. Программа помогает выровнять отношение к деньгам, независимо от финансовых возможностей человека. Кроме того она влияет на изменение отношения к материальным благам и партнерским взаимоотношениям, способствует раскрытию творческих способностей.

Применение: по необходимости программу можно использовать ежедневно, сочетая с программами: «Отношения», «Здоровье», «Гармония».

Программа «Гармония». Время работы – 02:19:45.

Описание: программа благотворно воздействует на нервную систему, уравнивает психоэмоциональное состояние, помогает снять скрытые блокировки, подсознательные негативные убеждения, страхи. Способствует улучшению сна, раскрытию полного потенциала, что позволяет достичь целей наилучшим образом, настраивает на позитив.

Применение: вторая основная программа по оздоровлению, используется ежедневно в сочетании с программой «Здоровье».

Программа «Защита». Время работы – 01:42:01.

Описание: работая с людьми часто можно испытывать негативные ощущения: головная боль, приступ агрессии, депрессию, потерю аппетита, разлад в партнерских отношениях и т. д. Все это может привести и к функциональным расстройствам.

Программа создает прекрасный барьер от отрицательной энергетике и не позволяет ей причинить урон здоровью и настроению. Будет полезна людям, чьи специальности связаны с работой в больших коллективах и в потоке (врачам, тренерам, учителям, психологам, соц.работникам).

Применение: программа используется по необходимости.

Программа «Здоровье». Время работы – 02:59:23.

Описание: программа направлена на поддержание работы организма на функциональном уровне, восстановление энергопотенциала поврежденных органов, омоложение.

Применение: первая основная программа по оздоровлению, используется ежедневно в сочетании с программой «Гармония».

Программа «Стройность». Время работы – 01:01:36.

Описание: программа направлена на устранение психосоматических причин, являющихся факторами набора веса. Наше подсознание может провоцировать переедание и, как следствие, отложение лишних килограммов в ответ на психоэмоциональное напряжение, которое обусловлено конфликтами в семье, на работе, бытовой и эмоциональной неудовлетворенностью. Кроме того программа будет полезна людям, желающим набрать вес, т. к. дает ощущение внутреннего спокойствия, тихой радости, что способствует процессу правильного приема пищи и ее полному усвоению.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в сочетании с программами «DeVita Energy»: «Отношения», «Здоровье», «Гармония».

Программа «Долголетие». Время работы – 01:15:01.

Описание: программа помогает поддерживать общий уровень здоровья на хороших значениях, способствует защите ДНК от негативного влияния электромагнитных излучений бытовой техники, интернет-сети и др. Настраивает организм согласно его эталонному «звучанию» (частоты сольфеджио). В результате чего увеличивается количество жизненной энергии, ясность ума, сознания, появляется настрой на здоровый образ жизни, активируются творческие способности.

Применение: по необходимости программу можно использовать ежедневно в сочетании с программами: «Здоровье», «Гармония».

Внимание! В первые дни работы программы могут быть: легкое головокружение, подташнивание, сонливость.

Программа «Отношения». Время работы – 01:16:11.

Описание: используется для гармонизации отношений – в семье, между партнерами, друзьями, для разрешения социальных проблем. Эта программа расширяет возможности общения, взаимопонимания, терпимости и любви, помогает устранить конфликты. Дает чувство единения с миром. Для интровертов будет полезна с целью снятия внутренних «зажимов» и раскрытия творческого потенциала.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в любом сочетании с другими программами «DeVita Energy».

Программа «Энергия». Время работы – 00:41:12.

Описание: программа заряжает энергией, дает силу двигаться вперед, имеет оздоравливающий эффект, защищает от био- и геопатогенных факторов.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в любом сочетании с другими программами «DeVita Energy».

Программа «Энерджи про». Время работы – 00:09:19.

Описание: программа направлена на восстановление утраченной энергии, повышение иммунитета и тонуса организма. Помогает почувствовать прилив сил, повысить жизненный потенциал, необходимый для реализации своих желаний.

Применение: по необходимости программа может использоваться ежедневно в утреннее и дневное время суток.

Программа «Антистарение». Время работы – 03:51:05.

Описание: замедлить старение, сохранить молодость и энергию - заветная мечта многих людей в разных периодах истории, от древности до наших дней. Для поддержания молодости лица и тела женщины и мужчины прибегали к различным методам. Программа «Anti age» является еще одним, но самым современным методом омоложения, которая запускает процесс регенерации тканей, вывода токсинов из клеток, восстановления организма после 50 лет. Программа оказывает влияние не только на физическое, но и психологическое состояние, позволяя долгие годы чувствовать себя молодым, активным и уверенным в себе человеком.

Применение: программа может использоваться ежедневно в сочетании с программами Здоровье, Гармония, Долголетие.

Программа «Умиротворение». Время работы – 00:25:12.

Описание: вследствие различных факторов, действий или событий нынешнего времени, люди все чаще испытывают эмоциональное напряжение, стресс, накопление негативных эмоций, что негативно сказывается на состоянии здоровья. Программа помогает снять умственное напряжение, восстановиться после перенесенных стрессов, поддерживает эмоциональное и физическое состояние, дает ощущение внутреннего спокойствия и гармонии с миром.

Применение: программу используют по необходимости. При сильном эмоциональном напряжении, стрессах возможно до 5-7 повторений подряд или чередование с программой «Гармония» до улучшения самочувствия.

Рекомендации к применению устройства «DeVita Energy»

Применять устройство рекомендуется всем, кому приходится испытывать:

- Вредное воздействие города и окружающей среды
- Физическую и эмоциональную усталость
- Синдром «хронической усталости»
- Большие физические нагрузки
- Депрессию, стрессы, тревожность, раздражительность
- Головокружение, слабость, сонливость

Эффект после применения устройства «DeVita Energy»:

- Восстанавливает и усиливает физиологические показатели
- Снимает психоэмоциональное напряжение
- Убирает психосоматические блоки
- Заряжает энергией и позитивом
- Запускает функции саморегуляции организма
- Регулирует дренажную и детоксикационную функции организма
- Снижает био- и геопатогенные нагрузки
- Защищает от электромагнитного смога
- Омолаживает

Заключение

Концепция Wellness – здоровое питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, отказ от вредных привычек – во многом снижает риск возникновения различных заболеваний. Однако в современном мире не всегда удается последовательно придерживаться данной концепции. Особенно это актуально для мегаполисов с их постоянными стрессами, стремительным образом жизни и неблагоприятной окружающей средой.

Устройства «DeVita Energy» призваны помочь организму восстановить утраченную энергию, повысить иммунитет и поддерживать жизненный тонус на высоком уровне.

Чем выше энергетика человека, тем лучше состояние его здоровья, тем большим потенциалом и возможностями он обладает для того, чтобы создать свою жизнь такой, какой он хочет.

EC Declaration of Conformity Nr. W14



The company **DETA-ELIS EUROPA GMBH** with a seat at Kaiserstr. 74, 63065 Offenbach, Germany

Herewith to DECLARE

That the equipment described below complies with all applicable at the time of construction essential requirements of the **Directive 2011/65/EU (RoHS)** and the **Directive 2014/30/EU (EMC)**.

This declaration relates exclusively to the equipment in the state in which it was placed on the market, and excludes alterations or manipulations, components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user without our official consent.

Equipment: DeVita
Type / Model: Energy
Standards Applied: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Date: 23 January 2018

Authorized Representative: The General Manager Ms. Konopleva Tatyana

Title of Signatory:

Company Stamp:

DETA ELIS
Europa GmbH
Kaiserstr. 74,
63065 Offenbach, Germany
Tel. 0049-69-985582850 Fax: 0049-69-9855828629
info@deholding.org
www.deholding.info

Konformitätsbescheinigung (Technischer Test in einem SGS-Labor)

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

CUSTOMER: DETA-ELIS EUROPA GMBH
JUSTUS-LIEBIG-STR. 2-4
36093 KÜNZEL
GERMANY

SERVICE SUPPLIER: SGS GERMANY GMBH
EMC LABORATORY MUNICH
HOFMANNSTRASSE 50
81379 MUNICH
GERMANY

MODELS: DeVita AP Model Mini; Devita RITM Model Mini;
DeVita Energy

SPECIFICATIONS: EN 55014-1:2006+ A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

CONCLUSION: IN REFER TO SGS TEST REPORT NO.: H0FA0005
NO DEVIATION FROM THE STANDARDS HAVE
BEEN IDENTIFIED. THEREFORE THE TESTED
PRODUCT IS IN COMPLIANCE WITH THE
APPROPRIATED STANDARDS.

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.



Munich,
City, date

June 27, 2016

J. Rave
company, signature 1 and 2

SGS Germany GmbH
Betriebsstätte Münch.
Hofmannstrasse 50
D-81379 München

SGS Germany GmbH, Hofmannstr. 50, D-81379 Munich is testing facility for
ELECTRO-MECH. COMPONENTS TESTING ENVIRONMENTAL SIMULATION ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
MEDICAL DEVICE TESTING BATTERY TESTING PRODUCT SAFETY TELECOM CONFORMANCE TESTS

Phone +49 89-787475-100, Fax +49 89-787475-114, Internet www.sgs-csg.de

Nachweis der RoHS-Konformität (gemäß den Ergebnissen einer chemischen Analyse)



**INSTITUT
FRESENIUS**

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH · Postfach 1261 · 65220 Taunusstein

Deta-Elis Europe GmbH
Justus-Liebig-Str. 2-4
36093 Künzell

SGS Auftrag Nr. / SGS Job file: 3745813
Prüfbericht / Test report.: 3745813-04
Kunden-Nr. / Customer ID: 10042938

DEUTSCHLAND

Frau Wera Leonhard / ar
Project Manager
Tel.: +49 (0)6128 / 744 - 186
wera.leonhard@sgs.com
Consumer and Retail

Taunusstein, 10/JUN/2016

Prüfbericht / Analytical report: RoHS-Screening SUMMARY

SGS-Pr.Nr. / SGS sample-ID	Probenbezeichnung / sample designation	Prüfbericht Nr. report No.
140310352	DeVita AP mini	2932535-02
140310353	DeVita Ritm mini	2932535-02
150746698	DeVita Energy	3471313-01

Zusammenfassung der Analyseergebnisse / summary of assessment

Parameter	Bewertungsgrundlage Basis of assessment	Ergebnis Result
XRF-Screening	Richtlinie 2011/65/EU Directive 2011/65/EU	Aufgrund der durchgeführten Prüfungen an dem zur Verfügung gestellten Testmuster weisen die Ergebnisse für die Parameter Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom (VI) und PBB/PBDE auf keinen Konflikt mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und deren Ergänzungen hin. <i>Based on the performed tests on submitted sample(s), the test results of Lead, Mercury, Cadmium, hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) indicate no conflict with the limits as set by RoHS Directive 2011/65/EU, Annex 2 and subsequent amendments.</i>

Anmerkung/remark:

Die vollständigen Prüfergebnisse entnehmen Sie bitte den angebenen Prüfberichten.
For complete test results please refer to our reports as declared.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V.
Wera Leonhard
Projektleiterin / Project Manager

i.A.
Dr. Nadine Meichner
Projektleiterin / Project Manager

R:\SGS Intern\München\2016\3745813_DeVita AP\3745813-04_Summary_DeVita.doc

Seite / page 1/1

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Meisel 14 | D-65222 Taunusstein | t+49 6128 744 - 0 | f+49 6128 744 - 130 | www.institut-fresenius.sggp.com.de

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Berichte zu Werbezwecken sowie deren ausgrenzte Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Dienstleistungen werden auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht.

Geschäftsführer: Stefan Bockelund, Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Holtermann, Sitz der Gesellschaft: Taunusstein, HRB 21542 Amtsgericht Wiesbaden

Abnahmebescheinigung

Das Gerät „DeVita Energy“

Fabrikations-Nr. _____

wurde in Übereinstimmung mit den verbindlichen Anforderungen der staatlichen Normen und der gültigen technischen Dokumentation hergestellt und abgenommen und seine Betriebsfähigkeit wird bescheinigt.

Seriennummer _____

Bestätigung des technischen Prüfers:

Stempel _____

(Unterschrift)

(Name des Unterzeichners)

„____“ _____ 20__.

(Herstellungsdatum)

Garantieschein Nr.1

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von „DeVita Energy“

Übergabe am „____“ _____ 20____. Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)



..... Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Deutschland

Garantieschein Nr.1 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: „DeVita Energy“

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum „____“ _____ 20____.

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

„____“ _____ 20____.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

„____“ _____ 20____.

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

Garantieschein Nr.2

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von „DeVita Energy“

Übergabe am „____“ _____ 20____. Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)



Detta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Deutschland

Garantieschein Nr.2 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: „DeVita Energy“

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum „____“ _____ 20__.

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

„____“ _____ 20__.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

„____“ _____ 20__.

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

Garantieschein Nr.3

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von „DeVita Energy“

Übergabe am „____“ _____ 20____. Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)

.....
Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Deutschland

Garantieschein Nr.3 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: „DeVita Energy“

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum „____“ _____ 20____.

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

„____“ _____ 20____.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

„____“ _____ 20____.

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)



www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Deutschland